



MEDITERRANEAN REHAB CENTER

**ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΕΙΔΗ
ΚΟΡΜΟΥ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΥΧΕΝΑΣ

σελ.
01 — 06

ΑΝΩ ΑΚΡΟ

σελ.
07 — 26

ΚΟΡΜΟΣ

σελ.
27 — 42

ΙΣΧΙΟ

σελ.
43 — 46

ΓΟΝΑΤΟ

σελ.
47 — 60

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ

σελ.
61 — 75


FOOT CARE
(ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ)

σελ.
76 — 82

ΔΙΑΦΟΡΑ

σελ.
83 — 88

ΑΥΧΕΝΑΣ



Αυχενικό κολάρο μαλακό



| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Κωδικός: | MB.150 | MB.170 | MB.190 |
| Μέγεθος: | S-M-L | S-M-L | S-M-L |
| Περ. αυχένα: | 32-38 | 38-44 | 44-50cm |
| Χρώμα: | Λευκό | | |

Διατίθεται σε 3 ύψη 6-8-10 εκ. και στα τρία μεγέθη

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό μαλακό μέσης πυκνότητας
- ▶ Ανατομικό σχεδιασμό στην κάτω γνάθο
- ▶ Επενδεδυμένο από ύφασμα βαμβακερό
- ▶ Αντιαλλεργικό & μη εφιδρωτικό
- ▶ Ακτινοδιαπερατό
- ▶ Κλείσιμο με velcro για εύκολη προσαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Διαθέτει extra εφεδρική επένδυση περιμετρικά του κολάρου για να πλένεται MB.170K

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδρομο
Θλάσεις αυχένος
Μυικοί τραυματισμοί ΑΜΣΣ
Κακώσεις αυχένος

Αυχενικό κολάρο μαλακό



| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Κωδικός: | MB.160 | MB.180 | MB.200 |
| Μέγεθος: | S-M-L | S-M-L | S-M-L |
| Περ. αυχένα: | 32-38 | 38-44 | 44-50cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | |

Διατίθεται σε 3 ύψη 6-8-10 εκ. και στα τρία μεγέθη

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό μαλακό μέσης πυκνότητας
- ▶ Ανατομικό σχεδιασμό στην κάτω γνάθο
- ▶ Επενδεδυμένο από ύφασμα βαμβακερό
- ▶ Αντιαλλεργικό & μη εφιδρωτικό
- ▶ Ακτινοδιαπερατό
- ▶ Κλείσιμο με velcro για εύκολη προσαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Διαθέτει extra εφεδρική επένδυση περιμετρικά του κολάρου για να πλένεται MB.180K

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδρομο
Θλάσεις αυχένος
Μυικοί τραυματισμοί ΑΜΣΣ
Κακώσεις αυχένος

Αυχενικό κολάρο μαλακό



| | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Κωδικός: | TC/106 | TC/108 | TC/110 |
| Μέγεθος: | S-M-L | S-M-L | S-M-L |
| Περ. αυχένα: | 32-38 | 38-44 | 44-50cm |
| Χρώμα: | Λευκό | | |

Διατίθεται σε 3 ύψη 6-8-10 εκ. και στα τρία μεγέθη

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό μαλακό μέσης πυκνότητας
- ▶ Επενδεδυμένο από ύφασμα βαμβακερό
- ▶ Αντιαλλεργικό & μη εφιδρωτικό
- ▶ Ακτινοδιαπερατό
- ▶ Κλείσιμο με **velcro** για εύκολη προσαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Αυχενικό σύνδρομο
Θλάσεις αυχένος
Μυικοί τραυματισμοί ΑΜΣΣ
Κακώσεις αυχένος

Αυχενικό κολάρο μαλακό



| | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|
| Κωδικός: | TC/108/B | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Περ. αυχένα: | 32-38 | 38-44 | 44-50 |
| Ύψος: | 8cm | 8cm | 8cm |
| Χρώμα: | Μπλε | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό μέσης πυκνότητας
- ▶ Επενδεδυμένο με ύφασμα **jersey** ειδικών πόρων για αποφυγή υγρασίας, αεριζόμενο
- ▶ Ακτινοδιαπερατό
- ▶ Κλείσιμο με αυτοκόλλητο **velcro** για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Αυχενικό σύνδρομο, Θλάσεις αυχένος
Μυικοί τραυματισμοί ΑΜΣΣ
Κακώσεις αυχένος

Αυχενικό κολάρο μαλακό με προστατευτικό πλενόμενο κάλυμμα



| | | | |
|--------------|-----------------------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB/PLUS COLLAR | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Περ. αυχένα: | 32-38 | 38-44 | 44-50cm |
| Ύψος: | 8cm | 8cm | 8cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό μαλακό μέσης πυκνότητας
- ▶ Επενδεδυμένο από ύφασμα βαμβακερό, αντιαλλεργικό και μη εφιδρωτικό
- ▶ Ακτινοδιαπερατό
- ▶ Κλείσιμο με velcro για εύκολη προσαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Διαθέτει extra εφεδρική επένδυση περιμετρικά του κολάρου για να πλένεται

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Αυχενικό σύνδρομο
Θλάσεις αυχένος
Μυικοί τραυματισμοί ΑΜΣΣ
Κακώσεις αυχένος

Αυχενικό κολάρο σκληρού τύπου



| | | | |
|--------------|-----------------------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB.155 | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Περ. αυχένα: | 29-34 | 34-39 | 39-43 |
| Ύψος: | Ρυθμιζόμενο με Velcro | | |
| Χρώμα: | Λευκό | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευή από σκληρό πλαστικό τμήμα και αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με δέρμα
- ▶ Στηρίζει τον αυχένα σε ουδέτερη και ανατομική θέση
- ▶ Σχεδιασμένο με αεραγωγούς για αναπνευστικότητα του δέρματος
- ▶ Αντιαλλεργικό υλικό, ασκτινοδιαπερατό
- ▶ Κλείσιμο με velcro για εύκολη προσαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοαρθροπάθεια αυχένος Ραιβόκρανο,
Οξύς μυικός σπασμός
Αποθεραπεία αυχενικής δισκοπάθειας
Μετεγχειρητική χρήση

Αυχενικό κολάρο σκληρού τύπου με υποσιαγώνιο



| | | | |
|--------------|-----------------------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB.165 | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Περ. αυχένα: | 29-34 | 34-39 | 39-43 |
| Ύψος: | Ρυθμιζόμενο με Velcro | | |
| Χρώμα: | Λευκό | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευή από σκληρό πλαστικό τμήμα και αφρώδες υλικό επενδυμένο από δέρμα
- ▶ Σχεδιασμένο με αεραγωγούς για να αναπνέει το δέρμα
- ▶ Αντιαλλεργικό υλικό, ακτινοδιαπερατό
- ▶ Κλείσιμο με **velcro** για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Το ύψος του νάρθηκα ρυθμίζεται με αυτοκόλλητο **velcro**
- ▶ Διαθέτει υποσιαγώνιο για καλύτερη ακινητοποίηση της Α.Μ.Σ.Σ
- ▶ Στήριξη του αυχένα σε ουδέτερη και ανατομική θέση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:

Σπονδυλοαρθροπάθεια αυχένος
Οξύ μυϊκό σπασμό
Αποθεραπεία αυχενικής δισκοπάθειας
Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου αυχένος
Μετεγχειρητική χρήση

Ενδείξεις:

Αυχενικό κολάρο τύπου "PHILADELPHIA"



| | | | |
|--------------|---------------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.175 | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Περ. αυχένα: | 25-33 | 33-40 | 40-48cm |
| Ύψος: | 11cm | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας αυχένος που αποτελείται από δύο τμήματα που εφαρμόζουν με αυτοκόλλητο **velcro** για εύκολη προσαρμογή
- ▶ Το κολάρο είναι κατασκευασμένο από **plastazote** υλικό αεριζόμενο και αντιαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει τραχειακή οπή και είναι ακτινοδιαπερατό
- ▶ Στο πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του νάρθηκα, υπάρχουν πλαστικά τμήματα σκληρού τύπου για την στήριξη του ινιακού οστού και της γνάθου, πετυχαίνοντας μια υψηλού βαθμού ακινητοποίηση της Α.Μ.Σ.Σ.
- ▶ Ο νάρθηκας μπορεί να εφαρμοστεί από όρθια ή ύπτια θέση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:

Σπονδυλοαρθροπάθεια αυχένος, Βαριά κάκωση αυχένος,
Αποθεραπεία αυχενικής δισκοπάθειας ΑΜΣΣ
Άμεση τραυματική αντιμετώπιση σε κακώσεις

Ενδείξεις:

Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενου ύψους διπλής βαλβίδας "UNIVERSAL"



| | |
|--------------|------------------|
| Κωδικός: | MB/COLLAR |
| Μέγεθος: | One Size |
| Περ. αυχένα: | 25-55cm |
| Ύψος: | Ρυθμιζόμενο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας αυχένος που αποτελείται από δύο βαλβίδες αυτοκόλλητες με velcro
- ▶ Διαθέτει επενδύσεις προσθαιρούμενες και αυτοκόλλητες αεριζόμενες, αντιαλλεργικές που μπορούν να πλυθούν
- ▶ Στα πλάγια τμήματα του νάρθηκα έχει μηχανισμούς με οδοντωτά κλιπς για ρύθμιση της υπερέκτασης αυχένος και ρύθμιση ξεχωριστή στη σιαγόνα για συμμετρική εφαρμογή
- ▶ Τμήματα αεροφόρων οδών για την αναπνευστικότητα και κυκλοφορία του αέρα
- ▶ Έχει τραχειακή οπή και είναι ακτινοδιαπερατό
- ▶ Προσφέρει στήριξη της σιαγώνας και του ινιακού οστού
- ▶ Ο νάρθηκας μπορεί να εφαρμοστεί από όρθια ή ύπτια θέση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου αυχένος (HCD),
Αυχενική σπονδυλική στένωση, Σύνδρομο αυχενικής
κεφαλαλγίας, Ρευματοειδή αρθρίτιδα του αυχένος,
Τραυματικές κακώσεις αυχένος, Σπονδυλοαρθροπάθεια
αυχένος

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Σύνδρομο αποφυσιακών αρθρώσεων αυχένος (CFT)
Πρόσθια μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ
Οπίσθια μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ

Αυχενικό Κολάρο Διπλής Βαλβίδας "CORFU"



| | |
|--------------|----------------|
| Κωδικός: | MB.5500 |
| Μέγεθος: | One Size |
| Περ. αυχένα: | 25-55cm |
| Ύψος: | Ρυθμιζόμενο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας αυχένος που αποτελείται από δύο βαλβίδες αυτοκόλλητες με velcro
- ▶ Διαθέτει επενδύσεις προσθαιρούμενες και αυτοκόλλητες αεριζόμενες, αντιαλλεργικές που μπορούν να πλυθούν
- ▶ Το πρόσθιο τμήμα του νάρθηκα διαθέτει περιστροφικό μηχανισμό για τη ρύθμιση της υπερέκτασης αυχένος
- ▶ Τμήματα αεροφόρων οδών για την αναπνευστικότητα και κυκλοφορία του αέρα
- ▶ Έχει τραχειακή οπή και είναι ακτινοδιαπερατό
- ▶ Προσφέρει στήριξη της σιαγώνας και του ινιακού οστού
- ▶ Μπορεί να εφαρμοστεί από όρθια ή ύπτια θέση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:



Συντηρητική αγωγή σε:

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου αυχένος (HCD),
Αυχενική σπονδυλική στένωση, Σύνδρομο αυχενικής
κεφαλαλγίας, Ρευματοειδή αρθρίτιδα του αυχένος,
Τραυματικές κακώσεις αυχένος, Σπονδυλοαρθροπάθεια
αυχένος

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Σύνδρομο αποφυσιακών αρθρώσεων αυχένος (CFT)
Πρόσθια μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ
Οπίσθια μονοεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ

Αυχενοθωρακικός νάρθηκας τύπου MINERVA "CTO"



Κωδικός:

MB.CTO/SHORT

MB.CTO

Ύψος Ασθενή:

έως 1.60cm

άνω 1.60cm

Ύψος Νάρθηκα:

Ρυθμιζόμενο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Αυχενοθωρακικός νάρθηκας που αποτελείται από δύο τμήματα που εφαρμόζουν μεταξύ τους με ιμάντες velcro και clips γρήγορης απελευθέρωσης
- ▶ Προσφέρει στήριξη του ινιακού οστού και της γνάθου καθώς και μετωπιαία στήριξη με ιμάντα για ακινητοποίηση της Α.Μ.Σ.Σ
- ▶ Εσωτερική επένδυση, αντιαλλεργική, μη εφιδρωτική, αεριζόμενη
- ▶ Διαθέτει τραχειακή οπή
- ▶ Τμήματα αεροφόρων οδών
- ▶ Επιτρέπει καθιστή και ημικαθιστή θέση
- ▶ Μπορεί να εφαρμόζεται από ύπτια ή όρθια θέση
- ▶ Εύκολο στην εφαρμογή
- ▶ Γρήγορη προσθαφαίρεση του υλικού
- ▶ Συμβατό με ακτίνες (X-Ray), αξονική (CCT) και μαγνητική τομογραφία (MRI)

Συντηρητική αγωγή σε:


Απαρακτόπιστο στροφικό ατλαντοαξονικό υπερεξάρθρημα
 Κάταγμα οδοντοειδούς απόφυσης τύπου I
 Κάταγμα σπονδύλου A3-A7 τύπου I
 Κάταγμα ινιακού κονδύλου
 Κατάγματα πλαγίων ογκωμάτων A2
 Κάταγμα A2 με τραυματική Σπονδυλολίσθηση (Απαγχωνισμού)
 Αμφότεροπλευρο κάταγμα προσθίου – οπισθίου τόξου άτλαντα

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Πρόσθια – πολυεπίπεδη Α.Θ.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία
 Πολυεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία με πεταλεκτομή
 Πολυεπίπεδη Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία με δισκεκτομή
 Αρθροπλαστική Μεσοσπονδυλίων δίσκων Α.Μ.Σ.Σ
 Πρόσθια πολυεπίπεδη διασωματική Α.Μ.Σ.Σ. σπονδυλοδεσία

● ANΩ AKPO



Ελαστικό περικάρπιο "SUPER ELASTIC"



| | | | |
|--------------|---------------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.261 | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Περ. καρπού: | 9-13 | 12-16 | 15-19cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Περικάρπιο ειδικής σύνθεσης, μη εφιδρωτικό
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Εύκολη εφαρμογή, κλείσιμο με velcro

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Ήπιες μυοτενόντιες κακώσεις του καρπού

Ελαστικό περικάρπιο "DOUBLE LOCK"



| | |
|----------|---------------|
| Κωδικός: | MB.262 |
| Μέγεθος: | One Size |
| Χρώμα: | Γκρι |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ελαστικό περικάρπιο ειδικής σύνθεσης, μη εφιδρωτικό
- ▶ Διαθέτει κλείσιμο **double lock** για καλύτερη στήριξη του καρπού
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Εύκολη εφαρμογή, κλείσιμο με velcro

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Ήπιες μυοτενόντιες κακώσεις του καρπού

Περικάρτιο Neoprene "WRIST BAND"



Κωδικός: **MB.263**

Μέγεθος: One Size

Χρώμα: Μαύρο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Περικάρτιο neoprene ειδικής σύνθεσης μη εφιδρωτικό
- ▶ Διαθέτει κλείσιμο **double lock** για καλύτερη στήριξη του καρπού
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Εύκολη εφαρμογή, κλείσιμο με **velcro**

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Ήπιες μυοτενόντιες κακώσεις του καρπού

Ελαστικός Πηχεοκαρπικός νάρθηκας "GLOVE-WRIST"



Κωδικός: **MB.264**

Μέγεθος: S M L

Περ. καρπού: 9-13 12-16 15-19cm

Χρώμα: Γκρί

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Απλός ελαστικός πηχεοκαρπικός νάρθηκας από αεριζόμενο και αντιαλλεργικό ύφασμα
- ▶ Ενισχυμένο στις ραφές για καλή σταθεροποίηση του νάρθηκα

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Επανάταξη στην άθληση
Για απλές παθήσεις κακώσεις της πηχεοκαρπικής



Νάρθηκας καρπού αμφιδέξιος "AMBIDEXTRUS"



| | | | | |
|------------------|----------------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.5440 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. καρπού: | 14-16 | 17-19 | 19-21 | 21-24cm |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό | | | |
| Μήκος: | 19cm | | | |
| Χρώμα: | Γκρι | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας καρπού από ελαστικό υλικό με μεταλλική μπανέλα μήκους 19cm
- ▶ Μη ελαστικοί ιμάντες στον καρπό για καλύτερη ακινητοποίηση του καρπού
- ▶ Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό υλικό
- ▶ Προσαρμογή για δεξί και αριστερό χέρι
- ▶ Επιτρέπει την κινητικότητα των δακτύλων
- ▶ Εύκολη εφαρμογή κλείσιμο με velcro

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Οξεία τενοντίτις καμπτήρων και εκτεινόντων καρπού
Κακώσεις και θλάσεις καρπού

Νάρθηκας πηξοκαρπικός ελαστικός



| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB/19 Δεξί MB/19 A Αριστερό | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. καρπού: | 14-16 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-27cm |
| Μήκος: | 20 cm | | | | |
| Χρώμα: | Μπεζ | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας καρπού από ελαστικό υλικό με μεταλλική μπανέλα
- ▶ Ανατομική προσαρμογή με διαμορφούμενη μπανέλα αλουμινίου
- ▶ Στήριξη του καρπού για περιορισμό της κίνησης
- ▶ Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό υλικό
- ▶ Ραχιαίο κλείσιμο καρπού με αυτοκόλλητο velcro

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Κακώσεις καρπού
Θλάσεις καρπού, Αρθρίτιδα

Νάρθηκας καρπού "SPICA"



| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|----------------------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB/SPICA (Δεξί) | | MB/SPICA A(Αριστερό) | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. καρπού: | 14-16 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-27cm |
| Μήκος: | 19 cm | | | | |
| Χρώμα: | Μπεζ | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας καρπού – αντίχειρα μήκους 19cm κατασκευασμένος από ύφασμα ανθεκτικό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει παλαμιαία διαμορφούμενη μεταλλική μπανέλα για καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση του καρπού ενώ δε περιορίζει τη κίνηση των δακτύλων
- ▶ Διαθέτει μπανέλα μεταλλική στον αντίχειρα για στήριξη και συγκράτηση περιορίζοντας τη κίνησή του
- ▶ Διαθέτει αυτοκόλλητα velcro περιμετρικά του αντίχειρα για καλύτερη ακινητοποίηση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου
Αποθεραπεία χειρουργικών επεμβάσεων σκαφοειδούς και ψευδοαρθρίτιδος
σε σύνδρομο DE QUERVAIN – κατάγματα BENNET
Ακινητοποίηση μετεγχειρητικών επεμβάσεων τενόντων αντίχειρα

Νάρθηκας καρπού - αντιβράχιου "VINYL"



| | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.21 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. καρπού: | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24cm |
| Μήκος: | 27 cm | | | |
| Δεξί - Αριστερό | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας καρπού αντιβραχίου μήκους 25εκ., κατασκευασμένος από δερμάτινο υλικό vinyl υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής
- ▶ Διαθέτει πόρους αεριζόμενους για την αναπνευστικότητα του δέρματος
- ▶ Μαλακή εσωτερική επένδυση για άνεση
- ▶ Ραχιαίο κλείσιμο με αυτοκόλλητο velcro
- ▶ Διαθέτει παλαμιαία διαμορφούμενη μεταλλική μπανέλα μήκους 24 εκ. και ραχιαία για καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση του καρπού
- ▶ Δεν περιορίζει την κινητικότητα των δακτύλων

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Κατάγματα τύπου Smith μετά την αφαίρεση γύψου
σε κατάγματα ρωγμώδη στην διάφυση κερκίδας
σε κατάγματα ρωγμώδη στην διάφυση ωλένης

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Κατάγματα τύπου Barton
Κατάγματα τύπου Smith
Μετά από αφαίρεση εσωτερικής οστεοσύνθεσης
σε κατάγματα διάφυσης κερκίδας και ωλένης

Νάρθηκας καρπού "VELVET WRIST"



Κωδικός: **VELVET WRIST** (Δεξί) **VELVET WRIST/ A** (Αριστερό)

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|---------|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. καρπού: | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22cm |
| Μήκος: | 20 cm | | | |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας καρπού μήκους 20cm κατασκευασμένος από ύφασμα velvet, ανθεκτικός, αεριζόμενος, αντιαλλεργικός
- ▶ Διαθέτει παλαμιαία μεταλλική μπανέλα και ραχιαία για καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση του καρπού ενώ δε περιορίζει τη κίνηση των δακτύλων
- ▶ Διαθέτει κορδόνια για ισομερή σύσφιξη και συγκράτηση καθώς και κλείσιμο με velcro

Συντηρητική αγωγή σε:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Ενδείξεις:

Οξεία τενοντίτις καμπτήρων και εκτεινόντων καρπού

Κακώσεις και θλάσεις καρπού

Νάρθηκας καρπού - αντίχειρα "VELVET SPICA"



Κωδικός: **VELVET-SPICA** (Δεξί) **VELVET-SPICA A** (Αριστερό)

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|---------|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. καρπού: | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22cm |
| Μήκος: | 19 cm | | | |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας καρπού - αντίχειρα μήκους 19cm κατασκευασμένος από ύφασμα velvet, ανθεκτικός, αεριζόμενος, αντιαλλεργικός
- ▶ Διαθέτει παλαμιαία μεταλλική μπανέλα και ραχιαία για καλύτερη στήριξη και ακινητοποίηση του καρπού ενώ δε περιορίζει τη κίνηση των δακτύλων
- ▶ Διαθέτει μπανέλα μεταλλική στον αντίχειρα για στήριξη και συγκράτηση περιορίζοντας τη κίνηση
- ▶ Διαθέτει αυτοκόλλητα velcro περιμετρικά του αντίχειρα για καλύτερη ακινητοποίηση
- ▶ Διαθέτει κορδόνια για ισομερή σύσφιξη και συγκράτηση και κλείσιμο με velcro

Συντηρητική αγωγή σε:


Κάταγμα σκαφοειδούς μετά την αφαίρεση γύψου

Ενδείξεις:

Αποθεραπεία χειρουργικών επεμβάσεων σκαφοειδούς και ψευδοαρθρίτιδος σε σύνδρομο DE QUERVAIN - κατάγματα BENNET

Ακινητοποίηση μετεγχειρητικών επεμβάσεων τενόντων αντίχειρα

Θερμοπλαστικός νάρθηκας άκρα χειρός



| | | | |
|----------------|------|-----|--------|
| Κωδικός: | 2.2 | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Εύρος παλάμης: | 7-8 | 8-9 | 9-10cm |
| Χρώμα: | Μπεζ | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ανάπαυσης άκρας χειρός κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Διαθέτει δύο μίαντες ακινητοποίησης της πηχεοκαρπικής καθώς και έναν μίαντα ακινητοποίησης των μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων
- ▶ Διατηρεί το χέρι σε ουδέτερη θέση καθώς και τον αντίχειρα
- ▶ Μπορεί να διαμορφωθεί με θερμοπίστολο σε θέση που θα επιλέξει ο θεράπων ιατρός
- ▶ Εσωτερική επένδυση από **plastazote**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
 Νευρολογικές παθήσεις
 Αποθεραπεία της σπαστικής παράλυσης
 Πρόληψη και θεραπεία παραμόρφωσης από ρευματολογικές παθήσεις
 Μετεγχειρητικές καταστάσεις

Νάρθηκας καταγμάτων 5ου μετακαρπίου "BOXER SPLINT"



| | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.1221 (Δεξι) MB.1221 A (Αριστερό) | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περιφ. καρπού: | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-20cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας 4ου και 5ου μετακαρπίου **BOXER SPLINT** κατασκευασμένο από υλικό θερμοδιαμορφώσιμο – πολυαιθυλένιο- εσωτερική επένδυση από **plastazote**
- ▶ Διαθέτει τέσσερις μίαντες σταθεροποίησης για καλή στήριξη του νάρθηκα και εφαρμογή
- ▶ Αφήνει ελεύθερο τον μέσο, δείκτη και αντίχειρα ενώ περιορίζει την κινητικότητα του παράμεσου και μικρού δακτύλου
- ▶ Βοηθάει να διατηρεί το 4ο και 5ο μετακάρπιο σε ουδέτερη θέση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
 Απαρακτόπιστο κάταγμα του 5ου μετακαρπίου
 Παρεκτοπισμένο κάταγμα με αποδεκτή γωνίωση Μέχρι 45° χωρίς στροφή και παραμόρφωση

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Αποθεραπεία μετά την αφαίρεση γύψου
 Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση

Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρα “RHIZOMED”



| | |
|------------------|----------------|
| Κωδικός: | MB/2205 |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό |
| Μέγεθος: | One Size |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ακινητοποίησης αντίχειρος κατασκευασμένος από ύφασμα Jersey, μη εφιδρωτικό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει μπανέλα αλουμινίου διαμορφώσιμη στο καρπό και στον αντίχειρα
- ▶ Δύο ελαστικοί μιάντες αυτοκόλλητοι με velcro περιμετρικά του καρπού - αντιβραχίου
- ▶ Στηρίζει τον αντίχειρα αφήνοντας ελεύθερη τη παλάμη
- ▶ Ταιριάζει σε δεξί και αριστερό χέρι
- ▶ Επιτρέπει την κινητικότητα των δακτύλων

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις αντίχειρα
Σύνδρομο DE QUERVAIN

Νάρθηκας Ακινητοποίησης αντίχειρα “RHIZOFIT”



| | |
|------------------|----------------|
| Κωδικός: | MB.2210 |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό |
| Μέγεθος: | One Size |
| Χρώμα: | Γκρι |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας αντίχειρος υφασμάτινος αεριζόμενος λόγω των οπών που διαθέτει, μη εφιδρωτικός
- ▶ Διαθέτει ανατομική προσαρμοζόμενη μπανέλα από αλουμίνιο
- ▶ Εσωτερικά μαξιλαράκι κατά μήκος της μπανέλας για άνεση στην εφαρμογή
- ▶ Αυτοκόλλητο velcro περιμετρικά του καρπού και περιμετρικά του αντίχειρα για καλύτερη στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
- ▶ Περιορίζει τη κινητικότητα του αντίχειρα
- ▶ Στηρίζει τον αντίχειρα αφήνοντας ελεύθερη τη παλάμη

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Σύνδρομο DE QUERVAIN
Θεραπεία αρθρίτιδας
Κακώσεις - παθήσεις μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα
Αποκατάσταση τενοντίτιδας

Περιογκώνιο Neoprene "DOUBLE LOCK-SILICONE"



| | |
|----------|-------------------------------|
| Κωδικός: | MB.2303 (Tennis Elbow) |
| Μέγεθος: | One Size |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από neoprene υλικό πορώδες με μοναδικό σχεδιασμό για να παρέχει άνεση στην εφαρμογή του
- ▶ Ειδικό επίθεμα **σιλικόνης** επενδυμένο με υψηλής ποιότητας ύφασμα που αναπνέει
- ▶ Παρέχει ρυθμιζόμενο ιμάντα σφίξης για ομοιόμορφη συμπίεση στην πάσχουσα περιοχή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Εύκολη εφαρμογή, κλείσιμο με **velcro**

Συντηρητική αγωγή σε:
Ενδείξεις: Ιδανικό για επικονδυλίτιδα Αγκώνος (Tennis Elbow)

Περιογκώνιο με αέρα "TENNIS ELBOW AIR-EPIC"



| | |
|----------|--------------------|
| Κωδικός: | MB/AIR-EPIC |
| Μέγεθος: | One Size |
| Χρώμα: | Μπεζ |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Διαθέτει επίθεμα αέρα με αυτοκόλλητο **velcro** και ιμάντα σταθεροποίησης
- ▶ Εύκολη εφαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:
Ενδείξεις: Ιδανικό για επικονδυλίτιδα Αγκώνος (Tennis Elbow)

Περιογκωνίδα ελαστική "ELASTIC ELBOW"



Κωδικός: **MB.2320**

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. αγκώνος: | 21-25 | 24-29 | 26-31 | 29-33 | 33-37cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Περιογκωνίδα ελαστική υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Δεν εμποδίζει την ευλυγισία της άρθρωσης λόγω του ειδικού σχεδιασμού που διαθέτει στο σημείο της άρθρωσης
- ▶ Ιδανικό για χρήση κατά την εργασία και άθληση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων

Περιογκωνίδα ελαστική με σιλικόνη "TENNIS GOLFERS ELBOW"



Κωδικός: **MB.2330**

| | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. αγκώνος: | 21-25 | 24-29 | 26-31 | 29-33 | 33-37cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Περιογκωνίδα ελαστική υψηλής ποιότητας και αντοχής, αεριζόμενη, αντιεφιδρωτική
- ▶ Διαθέτει εσωτερικά τμήματα σιλικόνης για το GOLF και TENNIS ELBOW
- ▶ Διαθέτει τμήμα οπών στη σιλικόνη για τις θέσεις του έσω και έξω κονδύλου
- ▶ Δεν εμποδίζει την ευλυγισία της άρθρωσης λόγω του ειδικού σχεδιασμού που διαθέτει στο σημείο της άρθρωσης
- ▶ Ιδανικό για χρήση κατά την εργασία και άθληση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων,
Επικονδυλίτιδα αγκώνος (Tennis Elbow)
Επικονδυλίτιδα αγκώνος (Golfers Elbow)

Ακίνητοποιητής αγκώνα "ELBOW STABILIZER 90°"



Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Ρήξη συνδέσμων τενόντων
Αναταχθέν εξάρθρημα αγκώνος
Απαρεκτόπιστα κατάγματα έσω και έξω κονδύλων

| | | |
|--------------------|-----------------|---------|
| Κωδικός: | MB/ELBOW | |
| Δεξι - Αριστερό | Κοινό | |
| Μέγεθος: | S/M | L/XL |
| Μήκος αντιβραχίου: | 28-35 | 36-43cm |
| Χρώμα: | Μαύρο | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένος από αφρώδες μαλακό υλικό **Foam** αντιαλλεργικό, μη εφιδρωτικό
- Διαθέτει δύο εξωτερικές σταθερές μπανέλες κλειδωμένες σε 90° στα πλάγια τμήματα από αλουμίνιο για στήριξη και συγκράτηση
- Τέσσερις ιμάντες αυτοκόλλητους με **velcro** για καλύτερη σταθεροποίηση και εφαρμογή
- Μπανέλες κατά μήκος του αντιβραχίου και βραχιονίου για στήριξη
- Σταθεροποίηση του αγκώνα σε θέση ακινητοποίησης 90°

Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός "COMFORT PLUS"



Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Απαρεκτόπιστα κατάγματα έσω ή έξω κονδύλων
Κατάγματα έσω ή έξω επικονδύλων I, II
Κάταγμα κεφαλής κερκίδος
Αναταχθέν εξάρθρημα αγκώνος
Ρήξη συνδέσμων τενόντων

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Κωδικός: | MB.2000/L | MB.2000/R |
| Δεξι - Αριστερό | | |
| Χρώμα: | Μαύρο | |
| Μήκος: | Τηλεσκοπικό | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός με γωνιόμετρο τηλεσκοπικός από κράμα μετάλλου ελαφρού τύπου
- Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπησης στο βραχιόνιο και το αντιβράχιο επενδυμένο με **foam** εσωτερικά για καλύτερη άνεση και εφαρμογή
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες με **velcro** ρυθμιζόμενα για να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη χεριού
- Έλεγχος ROM ανά 10° επ' αύξηση
- Έκταση 0-90° και κάμψη 0-120°
- Διαθέτει προέκταση άκρα χειρός προσθαφαιρούμενη

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Διακονδύλια κατάγματα -έσω ή έξω κονδύλων
Υπερκονδύλια κατάγματα
Κάταγμα κεφαλής κερκίδος και ωλέκranου
Ρήξη έσω πλαιγίου συνδέσμου
Συμπίεστικά με ασταθή τροχαλία
Σε καθήλωση δικεφάλου (καταφυτικού τένοντα)

Λειτουργικός Νάρθηκας Αγκώνος "ROM-ELBOW"



| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Κωδικός: | MB.2001/L MB.2001/R |
| Δεξί - Αριστερό | Κοινό |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Μήκος: | Τηλεσκοπικό |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός με γωνιόμετρο τηλεσκοπικός από κράμα μετάλλου ελαφρού τύπου
- ▶ Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπησης στο βραχιόνιο και το αντιβράχιο
- ▶ Διαθέτει διαμορφώσιμα ανατομικά pad επενδυμένα με ύφασμα για καλύτερη σταθεροποίηση και άνεση στην εφαρμογή
- ▶ Αυτοκόλλητοι ιμάντες με velcro ρυθμιζόμενοι για να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη χεριού
- ▶ Έλεγχος ROM ανά 10° επ' αύξηση
- ▶ Έκταση 0-90° και κάμψη 0-120°
- ▶ Διαθέτει προέκταση άκρα χειρός προσθαφαιρούμενη σε ουδέτερη θέση (δεν επιτρέπει πρηγισμό - υπτιασμό)

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Απαραετόπιστα κατάγματα έσω ή έξω κονδύλων
Κατάγματα έσω ή έξω επικονδύλων I, II
Κάταγμα κεφαλής κερκίδος, Αναταχθέν εξάρθρημα αγκώνος, Ρήξη συνδέσμων τενόντων

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Διακονδύλια κατάγματα - έσω ή έξω κονδύλων
Υπερκονδύλια κατάγματα, Κάταγμα κεφαλής κερκίδος και ωλέκranου, Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου
Συμπίεστικά με ασταθή τροχαλία, σε καθήλωση δικεφάλου (καταφυτικού τένοντα)

Φάκελος ανάρτησης ώμου "DOUBLE LOCK"



| | | | | |
|---------------|----------------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.2002 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Μήκος αντιβρ: | 28-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48cm |
| Χρώμα: | Μπλε | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Φάκελος ανάρτησης από ύφασμα αντιαλλεργικό και αεριζόμενο
- ▶ Ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης καθ' ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
- ▶ Στήριξη αντίχειρα εσωτερικά για καλύτερη ακινητοποίηση του χεριού
- ▶ Επιπλέον ζώνη περιφεριακά του κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση
- ▶ Βοηθά στη διατήρηση του ώμου και του χεριού σε ουδέτερη θέση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Εξάρθρημα ώμου
Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου ώμου
Κακώσεις ωμικής ζώνης
Μετεγχειρητική χρήση

Φάκελος ανάρτησης ώμου "COOL"



| | | | | |
|---------------|---------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.2003 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Μήκος αντιβρ: | 28-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48cm |
| Χρώμα: | Λευκό | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Φάκελος ανάρτησης με διχτυακή ύφανση για καλύτερη άνεση
- ▶ Αεριζόμενο, αντιαλλεργικό υλικό
- ▶ Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ' ύψος με μαξιλαράκι για μ Στήριξη αντίχειρα εσωτερικά για καλύτερη ακινητοποίηση του χεριού
- ▶ Βοηθά στη σωστή διατήρηση του ώμου και του χεριού σε ουδέτερη θέση
- ▶ Ταϊριάζει στο δεξί και στο αριστερό χέρι

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρωμα ώμου
Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου ώμου
Κακώσεις ωμικής ζώνης

Φάκελος ανάρτησης ώμου "SUSPENSION"



| | | | | |
|---------------|---------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.2004 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Μήκος αντιβρ: | 28-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48cm |
| Χρώμα: | Μπλε | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Φάκελος ανάρτησης από ύφασμα αντιαλλεργικό και αεριζόμενο
- ▶ Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ' ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
- ▶ Στήριξη αντίχειρα εσωτερικά για καλύτερη ακινητοποίηση του χεριού
- ▶ Βοηθά στη διατήρηση του ώμου και του χεριού σε ουδέτερη θέση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρωμα ώμου
Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου ώμου
Κακώσεις ωμικής ζώνης
Μετεγχειρητική χρήση

Φάκελος ανάρτησης ώμου "AIRMESH DOUBLE LOCK"



| | | | | |
|---------------|----------------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.2005 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Μήκος αντιβρ: | 28-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48cm |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Φάκελος ανάρτησης από ύφασμα AIR-MESH, αντιαλλεργικό και αεριζόμενο
- ▶ Ρυθμιζόμενος μάντας καθ' ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
- ▶ Διαθέτει εσωτερικά ειδικό μάντα υποδοχής της παλάμης για την καλύτερη ακινητοποίηση του χεριού
- ▶ Επιπλέον ζώνη περιφερειακά του κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση
- ▶ Βοηθά στη διατήρηση του ώμου και του χεριού σε ουδέτερη θέση

Συντηρητική αγωγή σε:

- Ενδείξεις:** Εξάρθρημα ώμου
Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου ώμου
Κακώσεις ωμικής ζώνης, Μετεγχειρητική χρήση

Ακινητοποιητής ώμου βραχίονα "ARM SLING COOL"



| | |
|-----------------|----------------|
| Κωδικός: | MB.2313 |
| Δεξί - Αριστερό | Κοινό |
| Μέγεθος: | One Size |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ακινητοποιητής ώμου - βραχίονα κατασκευασμένος από βαμβακερό ύφασμα αεριζόμενο, υποαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει μάντα ρύθμισης του ύψους με αυτοκόλλητο velcro και αγκράφες περιμετρικά του κορμού για ακινητοποίηση ώμου - βραχίονα
- ▶ Εγκάρσια φάσα με αυτοκόλλητο velcro για σταθεροποίηση του βραχιονίου
- ▶ Τοποθετεί τον αγκώνα σε 90° κάμψη και αντικαθιστά την επίδεση "Velpeau"

Συντηρητική αγωγή σε:

- Ενδείξεις:** Εξάρθρημα ώμου
Σταθερό κάταγμα κεφαλής εγγύς βραχιονίου
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση

Ακίνητοποιητής ώμου-βραχίονα "IMMO"



| | |
|------------------|----------------|
| Κωδικός: | MB/IMMO |
| Μέγεθος: | One Size |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- Ακίνητοποιητής ώμου-βραχίονα κατασκευασμένος από βαμβάκερο ύφασμα, αεριζόμενο, υποαλλεργικό
- Διαθέτει μάντες για τη ρύθμιση του ύψους με αυτοκόλλητο velcro
- Αφρώδη μαξιλαράκια επενδυμένα με ύφασμα για καλύτερη άνεση και εφαρμογή
- Υφασμάτινος μίαντας με αυτοκόλλητο velcro περιμετρικά του κορμού για ακινητοποίηση του ώμου-βραχίονα
- Στήριξη αγκώνα σε κάμψη 90°

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρωμα ώμου
Σταθερό अपαρεκτόπιστο κάταγμα ωμοπλάτης
Κακώσεις ωμικής ζώνης

Φάκελος εξάρθρωματος ακρωμοκλειδικής "ACROMIO CLAVICULAR"



| | | | |
|--------------------|-------------------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB/Acromio | | |
| Δεξί - αριστερό | Κοινό | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Μήκος αντιβραχίου: | 30-35 | 35-40 | 40-45cm |
| Χρώμα: | Μαύρο | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- Φάκελος εξάρθρωματος ακρωμοκλειδικής κατασκευασμένος από ύφασμα αεριζόμενο, υποαλλεργικό
- Διαθέτει μάντες για ρύθμιση του ύψους με αγκράφες και αυτοκόλλητο velcro
- Ράβδος μεταλλική κατά μήκος του φακέλου για καλύτερη έλξη του ακρωμίου καθώς και του κορακοκλειδικού συνδέσμου - ακρωμοκλειδικού συνδέσμου
- Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Εξάρθρωμα ακρωμοκλειδικής τύπου I και II

Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Εξάρθρωμα ακρωμοκλειδικής τύπου III, IV, V

Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου 0° με μπανέλα "SLING ZERO"



Κωδικός: **TC/300**

Μέγεθος: One Size

Δεξι- Αριστερό Κοινό

Χρώμα: Μαύρο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου- βραχίονα 0° από βαμβακερό ύφασμα
- ▶ Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ' ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση. Διαθέτει μπανέλα στήριξης αντιβραχίου για ακινητοποίηση του καρπού
- ▶ Επιπλέον ιμάντας περιφερειακά του κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση
- ▶ Ρύθμιση της μπανέλας με αυτοκόλλητο velcro
- ▶ Ταιριάζει στο δεξι και αριστερό χέρι

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία απαρκετόπιστων
σταθερών καταγμάτων

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Βλάβη κεφαλής βραχιόνιου Hills Sachs

Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου 10°-15° "SLING CUFF"



Κωδικός: **MB.305**

Μέγεθος: One Size

Δεξι- Αριστερό Κοινό

Χρώμα: Μαύρο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου – βραχίονα 10° – 15° κατασκευασμένος από αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας και ύφασμα
- ▶ Ρυθμιζόμενο ιμάντα καθ' ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
- ▶ Διαθέτει **φάκελο στήριξης** αντιβραχίου για καλύτερη ακινητοποίηση του άκρου
- ▶ Επιπλέον ιμάντας περιμετρικά του κορμού για σταθεροποίηση με αγκράφα και κλιπ για εύκολη αφαίρεση του νάρθηκα
- ▶ Ταιριάζει στο δεξι και στο αριστερό χέρι

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία του "Rotator-Cuff"

Συντηρητική αντιμετώπιση:

Απαρκετόπιστων σταθερών καταγμάτων
Αυχένος βραχιονίου ελάσσωνος ογκώματος –
μείζωνος ογκώματος

Νάρθηκας απαγωγής ώμου 15° - 20° "SLING PERFECT"



| | |
|-----------------|----------------------|
| Κωδικός: | Sling Perfect |
| Μέγεθος: | One Size |
| Δεξι- Αριστερό: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας απαγωγικής ακινητοποίησης ώμου 15° - 20° από βαμβακερό ύφασμα
- ▶ Ρυθμιζόμενο μιάντα καθ' ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
- ▶ Διαθέτει **φάκελο στήριξης** αντιβράχιου για καλύτερη ακινητοποίηση του άκρου
- ▶ Επιπλέον μιάντα περιφερειακά του κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση
- ▶ Ρύθμιση μεγέθους του φακέλου εσωτερικά με velcro
- ▶ **Ταιριάζει στο δεξί και στο αριστερό χέρι**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία του "Rotator-Cuff"

Συντηρητική αντιμετώπιση:

Απαραετόπιστων σταθερών καταγμάτων
Αυχένος βραχιονίου ελάσσωνος ογκώματος - μείζωνος ογκώματος
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση σε αστάθεια ώμου

Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου 30° "SLING COMMON"



| | |
|-----------------|---------------|
| Κωδικός: | MB.330 |
| Μέγεθος: | One Size |
| Δεξι- Αριστερό: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου - βραχίονα 30° κατασκευασμένος από αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας και ύφασμα
- ▶ Ρυθμιζόμενο μιάντα καθ' ύψος με μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση
- ▶ Διαθέτει **φάκελο στήριξης** αντιβράχιου για καλύτερη ακινητοποίηση του άκρου
- ▶ Επιπλέον μιάντας περιμετρικά του κορμού για σταθεροποίηση με αγκράφα και κλιπ για εύκολη αφαίρεση του νάρθηκα
- ▶ **Ταιριάζει στο δεξί και στο αριστερό χέρι**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Μερική ρήξη "Rotator-Cuff"

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Αποθεραπεία απαραετόπιστων καταγμάτων
Συρραφή "Rotator-Cuff"

Απαγωγική ακινητοποίηση ώμου-βραχίονα 45°-70°



| | |
|-----------------|---|
| Κωδικός: | TC/S 220 (με μπανέλα) TC/S 221 (χωρίς μπανέλα) |
| Μέγεθος: | One Size |
| Δεξί- Αριστερό: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και ύφασμα
- ▶ Ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης καθ' ύψος με μαξιλαράκι για καλύτερη άνεση
- ▶ Επιπλέον ιμάντας περιμετρικά του κορμού για καλύτερη σταθεροποίηση αυτοκόλλητος με **velcro**
- ▶ Ιμάντες βραχιόνιου και καρπού αυτοκόλλητοι με **velcro**
- ▶ Μπανέλα στήριξης αυτοκόλλητη με **velcro** για στήριξη του αντιβραχίου – άκρα χείρας
- ▶ Ταιριάζει σε δεξί – αριστερό χέρι
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Μερική ρήξη “Rotator-Cuff”
Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία अपαρεκτόπιστων καταγμάτων
Συρραφή “Rotator-Cuff”

Νάρθηκας ώμου – βραχίονα 15° “EXTRA ROTATION”



| | |
|-----------------|----------|
| Κωδικός: | TC/S 224 |
| Δεξί- Αριστερό: | Κοινό |
| Μέγεθος: | One Size |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ώμου – βραχίονα 15° “EXTRA ROTATION” κατασκευασμένος από αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας και ύφασμα
- ▶ Ρυθμιζόμενος ιμάντας καθ' ύψος με μαξιλαράκι για άνεση
- ▶ Επιπλέον ιμάντας περιμετρικά του κορμού για σταθεροποίηση με αγκράφα και κλιπ για εύκολη αφαίρεση του νάρθηκα
- ▶ Διαθέτει φάκελο στήριξης αντιβραχίου για ακινητοποίηση των ακρών

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία του πρόσθιου εξαρθήματος ώμου
Impingement syndrome / συνδρόμου πρόσκρουσης
Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση

Νάρθηκας βραχιονίου "SARMIENTO EXTENDED"



| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB. 2160 | | | | | |
| Δεξι- Αριστερό: | Κοινό | | | | | |
| Μέγεθος: | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Περιφέρεια μεσότητας βραχίονα: | 18-23 | 23-27 | 27-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας βραχίονα **SARMIENTO EXTENDED** κατασκευασμένο από υλικό θερμοδιαμορφώσιμο – πολυαιθυλένιο- εσωτερική επένδυση από **PLASTAZOTE**
- ▶ Διαθέτει τρεις μάντες σταθεροποίησης για ισομερή κατανομή της πίεσης
- ▶ Αεροφόροι οδοί για την αναπνευστικότητα του δέρματος
- ▶ Διαθέτει δύο ελαστικούς επιδέσμους 100% βαμβακερούς για την εφαρμογή του νάρθηκα
- ▶ Διαθέτει μάντα ανάρτησης ρυθμιζόμενου ύψους για στήριξη του μέλους σε 90°
- ▶ Ο νάρθηκας μπορεί να κοπεί και να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς
- ▶ Βοηθάει στο να διατηρηθεί το κάταγμα στη σωστή ευθυγράμμιση του οστού
- ▶ Προσφέρει ισομερή περιμετρική συμπίεση των μαλακών ιστών επιτρέποντας ταυτόχρονα το πλήρες εύρος κίνησης του αγκώνα
- ▶ Είναι ακτινοδιαπερατό
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα διάφυσης βραχιονίου
Υποκεφαλικά κατάγματα

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητική αγωγή σε
Μετά την αφαίρεση εξωτερικής οστεοσύνθεσης

Νάρθηκας δακτύλου μεταλλικός TOAD



| | | | |
|-----------------|---------|---|-----|
| Κωδικός: | MB/TOAD | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Μήκος δακτύλου: | 6,5 | 7 | 8cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά


- ▶ Κατασκευασμένο από αλουμίνιο ελαφρού βάρους
- ▶ Εσωτερική επένδυση από FOAM
- ▶ Ακινητοποίηση πρώτης και δεύτερης φάλαγγας δακτύλων
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων, Κακώσεις φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων, Κάταγμα περόνης φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων

Πλαστικός νάρθηκας δακτύλου "STAX FINGER"



| | |
|----------|----------------------|
| Κωδικός: | MB/STAX |
| Μέγεθος: | No 1 2 3 4 5 5,5 6 7 |
| Χρώμα: | Μπεζ |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευή από πλαστικό υλικό με αεροφόρους οδούς
- ▶ Ακινητοποιεί την πρώτη φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση δακτύλου, επιτρέποντας την κινητικότητα της μεσοφαλαγγικής άρθρωσης
- ▶ Εφαρμόζεται αυτοκόλλητη ταινία στην μεσαία φάλαγγα για καλύτερη σταθεροποίηση του νάρθηκα
- ▶ Νο 1 έως 7, διατίθεται μεμονωμένα και σε συσκευασία κουτί που αποτελείται από 66 τεμάχια σε όλα τα μεγέθη:
- ▶ Συγκεκριμένα : Νο 1-15 τεμάχια, Νο2-15 τεμάχια, Νο3-10 τεμάχια, Νο4-10 τεμάχια, Νο5-10 τεμάχια, Νο5,5-2 τεμάχια, Νο6-2 τεμάχια, Νο7-2 τεμάχια

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Κάταγμα πρώτης φάλαγγας, Αποθεραπεία MALLETT-FINGER Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση συνδέσμων, τενόντων δακτύλων

Νάρθηκας δακτύλου μεταλλικός "FOLD OVER"



| | | | |
|-----------------|--------------|-----------|---------|
| Κωδικός: | MB/FOLD OVER | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Μήκος δακτύλου: | 4 - 5,2 | 5,2 - 6,5 | 6,5 - 8 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά


- ▶ Κατασκευασμένο από αλουμίνιο ελαφρού βάρους
- ▶ Εσωτερική επένδυση από foam
- ▶ Ακινητοποίηση περόνης και δεύτερης φάλαγγας δακτύλων
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Κακώσεις συνδέσμων, τενόντων, Κακώσεις φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων, Κάταγμα περόνης φαλαγγοφαλαγγικής και μεσοφαλαγγικής άρθρωσης δακτύλων

 ΚΟΡΜΟΣ



Ακίνητοποιητής κλειδών οκτωειδής



| | | | | | |
|---------------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB/2200 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. Θώρακος: | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120cm |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ακίνητοποιητής κλειδών από βαμβακερό ύφασμα, ανθεκτικός, αεριζόμενος, αντιαλλεργικός
- ▶ Διαθέτει αυτοκόλλητα velcro στα σημεία στήριξης για άνετη και εύκολη εφαρμογή
- ▶ Διαθέτει μηχανισμό σύσφιξης και πρόσδεσης στο ραχιαίο τμήμα του
- ▶ Προσαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα κλείδας

Ζακέτα κυφώσεως



| | | | | | |
|---------------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB/1200 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. Θώρακος: | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120cm |
| Οπίσθιο ύψος: | 30cm | | | | |
| Χρώμα: | Μπεζ | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ζακέτα κυφώσεως από ύφασμα ελαστικό ανθεκτικό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει αυτοκόλλητα velcro στα σημεία στήριξης για άνετη και εύκολη εφαρμογή
- ▶ Ελαστικοί μάντες έλξης στους ώμους
- ▶ Οπίσθιες ραχιαίες εύκαμπτες μπανέλες για στήριξη της ράχης
- ▶ Οπίσθια διαστάυρωση των τιράντων για καλύτερη στήριξη της ράχης
- ▶ Βοηθάει στη σωστή στάση του κορμού
- ▶ Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Ραχιαία κύφωση

Μετεγχειρητική ζώνη θώρακος "STERNAL SUPPORT"



| | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|---------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB/STERNAL SUPPORT | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. Θώρακος: | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130cm |
| Χρώμα: | Μπεζ | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ζώνη μετεγχειρητική θώρακος κατασκευασμένη από ύφασμα βαμβακερό, αντιαλλεργικό, μη εφιδρωτικό
- ▶ Διαθέτει πρόσθιους ιμάντες στο στήρνο με αυτοκόλλητο velcro για στήριξη και εφαρμογή
- ▶ Τράντες ωμικής στήριξης για σταθεροποίηση της ζώνης

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε: Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και επεμβάσεις θώρακος

Ζώνη οσφύος μάλλινη



| | | | | | |
|---------------|----------------|-------|--------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB/WOOL | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. Οσφύος: | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120cm |
| Οπίσθιο ύψος: | 26cm | | | | |
| Χρώμα: | Μπεζ | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένη από μάλλινο ύφασμα μαλακής υφής και ποιότητας ελαστικές ίνες προσφέρουν ομοιόμορφη και εργονομική εφαρμογή στο σώμα
- ▶ Προσφέρει αύξηση της θερμοκρασίας κατά την εφαρμογή
- ▶ Ιδανική για γηριατρικούς ασθενείς
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε: Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ο.Μ.Σ.Σ

Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική "ABDOMINAL"



| | | | |
|--------------|----------------|---------|--------|
| Κωδικός: | MB.6607 | | |
| Μέγεθος: | S - M | L - XL | XXL |
| Περ. Οσφύος: | 70-100 | 100-120 | 120cm+ |
| Ύψος: | 23cm | | |
| Χρώμα: | Γκρι | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική κατασκευασμένη από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, αεριζόμενο
- ▶ Διαθέτει αυτοκόλλητο **velcro** μεγάλης επιφάνειας για καλύτερη στήριξη στην εφαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε: Μετεγχειρητική χρήση στην κοιλιακή χώρα

Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική "ABDOMINAL COOL"



| | | | |
|--------------|----------------|---------|--------|
| Κωδικός: | MB/6607 | | |
| Μέγεθος: | S - M | L - XL | |
| Περ. Οσφύος: | 70-100 | 100-120 | XXL |
| Ύψος: | 23cm | | 120cm+ |
| Χρώμα: | Μπεζ | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ζώνη μετεγχειρητική ελαστική κατασκευασμένη από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, αεριζόμενο αντιαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει αυτοκόλλητο **velcro** μεγάλης επιφάνειας για καλύτερη στήριξη στην εφαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε: Μετεγχειρητική χρήση στην κοιλιακή χώρα

Ζώνη οσφύος "LUMBOSTAD"



| | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|-------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB/5306 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περιφέρεια Οσφύος: | 71-79 | 81-89 | 91-99 | 101-109 | 112-120cm |
| Πρόσθιο ύψος: | 16cm | | | | |
| Οπίσθιο ύψος: | 26cm | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ανθεκτική κατασκευή από ελαστικό υλικό, βαμβακερό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό για άνετη εφαρμογή και συμμόρφωση
- ▶ Διαθέτει δύο προσθαιρούμενες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου στο οπίσθιο τμήμα
- ▶ Διαθέτει δύο πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες στα πλαϊνά τμήματα της ζώνης
- ▶ Διαθέτει δύο extra ζώνες αυτοκόλλητες με velcro για ρυθμιζόμενη πίεση στην ΟΜΣΣ

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις: Οσφυαλγία - Ισχιαλγία ΟΜΣΣ, Σπονδυλοαρθροπάθεια της ΟΜΣΣ
Κατάγματα σταθερά ΟΜΣΣ Ο3-Ο5

Ζώνη οσφύος "LUMBOSACRAL"



| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB/LUMBOSACRAL | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | |
| Περιφέρεια Οσφύος: | 71-79 | 81-89 | 91-99 | 101-109 | XXL |
| Πρόσθιο ύψος: | 16cm | | | | 112-120cm |
| Οπίσθιο ύψος: | 32cm | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ανθεκτική κατασκευή από ελαστικό υλικό, βαμβακερό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό για άνετη εφαρμογή και συμμόρφωση
- ▶ Διαθέτει δύο προσθαιρούμενες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου στο οπίσθιο τμήμα
- ▶ Διαθέτει δύο πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες στα πλαϊνά τμήματα της ζώνης
- ▶ Διαθέτει δύο extra ζώνες αυτοκόλλητες με velcro για ρυθμιζόμενη πίεση στην ΟΜΣΣ

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις: Οσφυαλγία - Ισχιαλγία ΟΜΣΣ
Σπονδυλοαρθροπάθεια της ΟΜΣΣ
Κατάγματα σταθερά ΟΜΣΣ Ο3-Ο5

Ζώνη οσφύος με κορδόνι ρύθμισης-συμπίεσης "PULLEY BACK"



| | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|--------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB.5317 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περιφέρεια Οσφύος: | 66-80 | 80-96 | 96-112 | 112-127 | 127-140cm |
| Πρόσθιο ύψος: | 15cm | | | | |
| Οπίσθιο ύψος: | 22cm | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένη από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής μη ελαστικό για καλή συμπίεση της Ο.Μ.Σ.Σ
- ▶ Διαθέτει δύο οπίσθια πάνελ από πλαστικό με σύστημα τροχαλίας κορδόνι για ρυθμιζόμενη πίεση του νάρθηκα (system pulley back)
- ▶ Ανατομική σχεδίαση στα πλαϊνά της ζώνης για άνεση κατά τη χρήση της
- ▶ Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο velcro
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:

Οσφυαλγία - ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ

Ενδείξεις: Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο.Μ.Σ.Σ Ο3-Ο5

Σπονδυλοαρθροπάθεια Ο.Μ.Σ.Σ

Τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων Ο.Μ.Σ.Σ

Ζώνη οσφύος με κορδόνι ρύθμισης-συμπίεσης υψηλή "PULLEY PLUS"



| | | | | | |
|--------------------|----------------|-------|--------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB.5318 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περιφέρεια Οσφύος: | 66-80 | 80-96 | 96-112 | 112-127 | 127-140cm |
| Πρόσθιο ύψος: | 15cm | | | | |
| Οπίσθιο ύψος: | 40cm | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένη από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής, μη ελαστικό για καλή συμπίεση της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. - Ο.Μ.Σ.Σ
- ▶ Διαθέτει δύο οπίσθια πάνελ από πλαστικό με σύστημα τροχαλίας κορδόνι για ρυθμιζόμενη πίεση του νάρθηκα (system pulley back)
- ▶ Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο velcro
- ▶ Διαθέτει υψηλό πάνελ προσθαιρούμενο και δύο πλαϊνά pads για extra σύσφιξη
- ▶ Εφαρμόζει άνετα σε άνδρα και γυναίκα λόγω των χαρακτηριστικών που διαθέτει
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:

Οσφυαλγία - Ισχιαλγία Ο.Μ.Σ.Σ

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. - Ο.Μ.Σ.Σ. Ο3-Ο5

Ενδείξεις: Σπονδυλοαρθροπάθεια Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. - Ο.Μ.Σ.Σ

Τραυματικές κακώσεις μυών και συνδέσμων Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. - Ο.Μ.Σ.Σ

Σπονδυλολίσηση Θ.Ο.Μ.Σ.Σ

Νάρθηκας "JORDAN" οσφυϊκός



| | | | | |
|---------------|----------------|--------|---------|---------|
| Κωδικός: | TC/2740 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. Λεκάνης: | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 |
| Πρόσθιο ύψος: | 24cm | | | |
| Οπίσθιο ύψος: | 33cm | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ανθεκτική κατασκευή από αλουμίνιο και κράμα μετάλλου επενδυμένο με δέρμα και αφρώδες υλικό
- ▶ Σκληρό πλαίσιο στην ΟΜΣΣ για καλύτερη στήριξη και εφαρμογή
- ▶ Διαθέτει πρόσθια ζώνη 2 τμημάτων άνω και κάτω κοιλίας για άνεση στην εφαρμογή, καθώς και κλείσιμο με velcro
- ▶ Αεριζόμενη μη εφιδρωτική
- ▶ Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
- ▶ Επιτρέπει καθιστή και ημικαθιστή θέση
- ▶ Ελαφρού βάρους για καλύτερη άνεση και συμμόρφωση του ασθενή
- ▶ Διαθέτει τμήμα εισαγωγής του αέρα

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά κατάγματα ΟΜΣΣ
Κήλη μεσοσπονδyliου δίσκου
ΟΜΣΣ

Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Πεταλεκτομές στην ΟΜΣΣ
Δισκεκτομές στην ΟΜΣΣ
Σπονδυλοδεσία στην ΟΜΣΣ (2 επιπέδων)

Νάρθηκας οσφύος "CHAIR-BACK"



| | | | | |
|-----------|----------------|-------|--------|----------|
| Κωδικός: | MB.5320 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. Λεκ: | 66-86 | 79-96 | 86-106 | 96-116cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό
- ▶ Εσωτερική επένδυση από ύφασμα αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό
- ▶ Ελαφρού βάρους που βοηθά στη καλύτερη άνεση και συμμόρφωση του ασθενή
- ▶ Πρόσθιο κλείσιμο με ιμάντες velcro για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Προσφέρει στήριξη και αφήνει τον ασθενή κινητικό

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερά κατάγματα ΟΜΣΣ
Κήλη μεσοσπονδyliου δίσκου
ΟΜΣΣ

Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Πεταλεκτομές στην ΟΜΣΣ
Δισκεκτομές στην ΟΜΣΣ
Σπονδυλοδεσία στην ΟΜΣΣ (2 επιπέδων)

Ζώνη Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. τύπου TAYLOR "DORSALUMBAR CORSET"



| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------|--------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB/DORSALUMBAR | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περιφέρεια Οσφύος: | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125cm |
| Πρόσθιο ύψος: | 19 cm | | | | |
| Χρώμα: | Μπεζ | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ζώνη ελαστική οσφύος-ράχης από βαμβακερό ύφασμα, για άνεση και λειτουργικότητα
- ▶ Διαθέτει **εύκαμπτες** οπίσθιες μεταλλικές μπανέλες οσφύος-ράχης για στήριξη του κορμού
- ▶ Διαθέτει δύο ελαστικούς ιμάντες που διασταυρώνουν χιαστή στην περιοχή της ράχης και βοηθούν στην έκταση του κορμού, αυτοκόλλητους με **velcro**
- ▶ Διαθέτει δύο αυτοκόλλητες ζώνες για στήριξη της **Θ.Ο.Μ.Σ.Σ** με **velcro**
- ▶ Εφαρμόζει άνετα σε άνδρα και γυναίκα λόγω των χαρακτηριστικών που διαθέτει

Συντηρητική αγωγή σε:
Σπονδυλοαρθροπάθεια της **Θ.Ο.Μ.Σ.Σ**
Αρχικά στάδια οστεοπόρωσης
Κύφωση σε γηριατρικούς ασθενείς
Μετεγχειρητική αγωγή στη **Θ.Ο.Μ.Σ.Σ**

Ενδείξεις:

Νάρθηκας "TAYLOR" ράχο-οσφυϊκός υφασμάτινος



| | | | | | |
|---------------|----------------|-------|--------|---------|-----------|
| Κωδικός: | MB/1301 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. Οσφύος: | 65-75 | 75-90 | 90-105 | 105-115 | 115-125cm |
| Πρόσθιο ύψος: | 19 cm | | | | |
| Χρώμα: | Μπέζ | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένος από αλουμίνιο και επενδυμένο με ύφασμα βαμβακερό, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει οπίσθιες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου σκληρού τύπου με ύφασμα βαμβακερό για άνεση
- ▶ Οπίσθια διασταύρωση των τιράντων για καλύτερη στήριξη της ράχης
- ▶ Πρόσθιο αυτοκόλλητο κλείσιμο της ζώνης με **velcro**
- ▶ Ελαστικοί ιμάντες στη κοιλιακή χώρα για επαύξηση της πίεσης στην **ΟΜΣΣ**
- ▶ Μπορεί να πλυθεί. Επιτρέπει τη καθιστή θέση. Στήριζει την **ΟΜΣΣ** και **ΘΜΣΣ**
- ▶ Προλαμβάνει τη κύφωση και παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση

Συντηρητική αγωγή σε:
Πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων **ΘΟΜΣΣ**
Σπονδυλοθεραπεία σπονδυλικής στήλης
Κύφωση σε ηλικιωμένους ασθενείς

Ενδείξεις:

Νάρθηκας κορμού τριών σημείων με στερνική ρύθμιση



| | | | | |
|-----------|-------------|-------|--------|-----------|
| Κωδικός: | TC/35 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. Λεκ: | 65-75 | 75-90 | 90-105 | 105-115cm |
| Ύψος: | Ρυθμιζόμενο | | | |
| Χρώμα: | Λευκό | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και επενδεδυμένο στα σημεία στήριξης με δέρμα
- ▶ Αρθρωτό μαξιλάρι στήθους επενδεδυμένο με δέρμα
- ▶ Ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία
- ▶ Οπίσθια πλάκα στήριξης ρυθμιζόμενη οριζόντια ή κάθετα
- ▶ Επένδυση με δέρμα
- ▶ Οπίσθια ζώνη ρυθμιζόμενη με **Snap - Lock**
- ▶ Μηχανισμός κλειδώματος με κλείστρο για ασφάλεια και εύκολη εφαρμογή
- ▶ Ρύθμιση ύψους στα πλάγια μεταλλικά σημεία του νάρθηκα
- ▶ Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
- ▶ Επιτρέπει τη καθιστή και ημικαθιστή θέση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
 Σταθερά συμπίεστικά κατάγματα σώματος
 θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων
 Σταθερό κάταγμα σώματος σπονδύλου
 πρόσθιας κολώνας **ΘΟΜΣΣ**
 Κύφωση επί εδάφους οστεοπόρωση

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Σπονδυλοδεσία **ΘΟΜΣΣ**
 Πεταλεκτομές στη **ΘΟΜΣΣ**

Νάρθηκας κορμού τριών σημείων με ηβική στήριξη ρυθμιζόμενου ύψους



| | | | | |
|-----------|-------------|-------|--------|-----------|
| Κωδικός: | TC/36 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. Λεκ: | 65-75 | 75-90 | 90-105 | 105-115cm |
| Ύψος: | Ρυθμιζόμενο | | | |
| Χρώμα: | Λευκό | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και επενδεδυμένο στα σημεία στήριξης με δέρμα
- ▶ Αρθρωτό μαξιλάρι στήθους επενδεδυμένο με δέρμα
- ▶ **Ηβικό pad** για καλύτερη ακινητοποίηση του κορμού
- ▶ Οπίσθια πλάκα στήριξης ρυθμιζόμενη οριζόντια ή κάθετα επενδεδυμένη με δέρμα
- ▶ Οπίσθια ζώνη ρυθμιζόμενη με **Snap - Lock**
- ▶ Μηχανισμός κλειδώματος με κλείστρο για ασφάλεια και εύκολη εφαρμογή
- ▶ Ρυθμιζόμενο ύψος στα πλάγια μεταλλικά σημεία του νάρθηκα
- ▶ Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
 Σταθερά συμπίεστικά κατάγματα σώματος
 θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων
 Σταθερό κάταγμα σώματος σπονδύλου
 πρόσθιας κολώνας **ΘΟΜΣΣ**
 Κύφωση επί εδάφους οστεοπόρωση

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Σπονδυλοδεσία **ΘΟΜΣΣ**
 Πεταλεκτομές στη **ΘΟΜΣΣ**

Νάρθηκας κορμού τριών σημείων με δελτοσθηθιαία PAD



| | | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|-----------|
| Κωδικός: | TC/38 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. Λεκ: | 65-75 | 75-90 | 90-105 | 105-115cm |
| Ύψος: | Ρυθμιζόμενο | | | |
| Χρώμα: | Λευκό | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και επενδεδυμένο στα σημεία στήριξης με δέρμα
- ▶ Δελτοσθηθιαία pad καλυμμένα από plastazote ρυθμιζόμενα
- ▶ Ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία
- ▶ Οπίσθια πλάκα στήριξης ρυθμιζόμενη οριζόντια ή κάθετα επενδεδυμένη με δέρμα
- ▶ Οπίσθια ζώνη ρυθμιζόμενη με Snap-Lock
- ▶ Μηχανισμός κλειδώματος με κλείστρο για ασφάλεια και εύκολη εφαρμογή
- ▶ Ρυθμιζόμενο ύψος στα πλάγια μεταλλικά σημεία του νάρθηκα.
- ▶ Κατάλληλο για τροπιδοειδή θώρακα λόγω των pad
- ▶ Επιτρέπει την καθιστή και ημικάθιστή θέση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Σταθερά συμπίεστικά κατάγματα σώματος θωρακικών και οσφυικών σπονδύλων
Σταθερό κάταγμα σώματος σπονδύλου πρόσθιας κολώνας ΘΟΜΣΣ
Κύφωση επί εδάφους οστεοπόρωση

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Σπονδυλοδεσία ΘΟΜΣΣ
Πεταλεκτομές στη ΘΟΜΣΣ

Νάρθηκας κορμού τριών σημείων υπερέκτασως ρυθμιζόμενης κοιλιακής ταινίας "HYPEREXTENSION BRACE"



| | | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|-----------|
| Κωδικός: | TC/45 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. Λεκ: | 65-75 | 75-90 | 90-105 | 105-115cm |
| Ύψος: | Ρυθμιζόμενο | | | |
| Χρώμα: | Λευκό | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και επενδεδυμένο στα σημεία στήριξης με δέρμα
- ▶ Αρθρωτοί σύνδεσμοι υπερέκτασης ρυθμιζόμενοι στο ύψος του στήθους για βαθμιαία υπερέκταση του κορμού
- ▶ Ρυθμιζόμενη κοιλιακή ταινία - οπίσθια πλάκα στήριξης ρυθμιζόμενη οριζόντια ή κάθετα επενδεδυμένη με δέρμα
- ▶ Μηχανισμό κλειδώματος με κλείστρο για ασφάλεια και εύκολη εφαρμογή
- ▶ Ρυθμιζόμενο ύψος στα πλάγια μεταλλικά σημεία του νάρθηκα
- ▶ Εφαρμόζει σε ασθενείς που χρήζουν μεγαλύτερη υπερέκταση
- ▶ Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση επιτρέποντας του καθιστή και ημικάθιστή θέση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Σταθερά συμπίεστικά κατάγματα σώματος θωρακικών και οσφυικών σπονδύλων
Σταθερό κάταγμα σώματος σπονδύλου πρόσθιας κολώνας ΘΟΜΣΣ
Κύφωση επί εδάφους οστεοπόρωση

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Σπονδυλοδεσία ΘΟΜΣΣ
Πεταλεκτομές στη ΘΟΜΣΣ

Νάρθηκας TAYLOR ράχο -οσφυϊκός



| | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|---------|
| Κωδικός: | TC/2700 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. Λεκ: | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένος από αλουμίνιο και επενδεδυμένος με δέρμα
- ▶ Σκληρό οπίσθιο πλαίσιο στη περιοχή της οσφυϊκής μοίρας για καλύτερη στήριξη της ΟΜΣΣ (οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης)
- ▶ Εύκαμπτες μπανέλες ράχης αλουμινίου για διαμόρφωση και εφαρμογή
- ▶ Ωμίτες ρυθμιζόμενοι με πορπές και μαξιλαράκια στερέωσης
- ▶ Διαθέτει πρόσθια ζώνη που κλείνει με velcro
- ▶ Διαθέτει φερμουάρ στα πλάγια τμήματα του νάρθηκα για καλύτερη ρύθμιση και άνεση
- ▶ Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στη σωστή στάση σε όρθια θέση
- ▶ Επιτρέπει την ημικαθιστή θέση
- ▶ Βοηθάει τον ασθενή με κύφωση ή στα αρχικά στάδια κύφωσης στηρίζοντας τη σπονδυλική στήλη
- ▶ Αποτρέπει την παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
 Οστεοπορωτικά κατάγματα ΘΟΜΣΣ
 Απαρεκτόπιστα κατάγματα ΘΟΜΣΣ
 Σπονδυλοαρθροπάθειες ΘΟΜΣΣ

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Πολλαπλές σπονδυλοδεσίες ΟΜΣΣ, ΘΟΜΣΣ

Νάρθηκας κορμού τριών σημείων "TELESCOPIC WAY"



| | | |
|---------------|---------|----------|
| Κωδικός: | TC/410 | |
| Μέγεθος: | REGULAR | LONG |
| Περ. λεκ.: | 60-90 | 90-105cm |
| Στέρνο - Ήβη: | 34-44 | 45-55cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας κορμού τριών σημείων κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου ελαφρού βάρους περίπου 550 gr
- ▶ Επενδεδυμένος στα σημεία στήριξης με plastazote υλικό αφρώδες
- ▶ Διαθέτει τηλεσκοπικό σύστημα ρύθμισης καθ' ύψους για την στερνική πλάκα καθώς και για την ηβική πλάκα
- ▶ Οπίσθια ζώνη ρυθμιζόμενη με Snap-Lock και pad αφρώδες για άνεση και εύκολη εφαρμογή
- ▶ Μηχανισμό κλειδώματος με κλείστρο ασφαλείας
- ▶ Βοηθάει τον ασθενή να βρίσκεται στην σωστή στάση σε όρθια θέση
- ▶ Επιτρέπει την ημικαθιστή θέση
- ▶ Προλαμβάνει την κύφωση και παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης
- ▶ Μπορεί να εφαρμοστεί άνετα από τον ίδιο τον ασθενή
- ▶ Κατάλληλο για γηριατρικούς ασθενείς που δεν δέχονται άλλου είδους νάρθηκα

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
 Οστεοπόρωση σπονδυλικής στήλης τύπου I
 Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ
 Κύφωση σπονδυλικής στήλης
 Σταθερά κατάγματα πρόσθιας κολώνας Θ.Ο.Μ.Σ.Σ Θ7-Ο1
 Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση



Νάρθηκας ΘΟΜΣΣ με κορδόνι συμπίεσης "SPINE"



Κωδικός: **MB.5720**

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------|--------|---------|-----------|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. Οσφύος: | 66-80 | 80-96 | 96-112 | 112-127 | 127-140cm |
| Οπίσθιο ύψος στο A7 - II: | Ρυθμιζόμενο από 45 - 60 cm | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Διαθέτει οπίσθιο πλαστικό εύκαμπτο **panel** για τη ρύθμιση του νάρθηκα στο ύψος του ασθενή
- ▶ Εύκολη διαμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή κατά την εφαρμογή
- ▶ Ελαφρού βάρους
- ▶ Επένδυση αεριζόμενη **Air-Comfort** αντιαλλεργική, μη εφιδρωτική
- ▶ Διαθέτει μάντες έλξης αυτοκόλλητους στους ώμους επενδεδυμένους με μαξιλαράκια **Air-Comfort Pad** για βαθμιαία έλξη κατά την εφαρμογή
- ▶ Αυτοκόλλητη ζώνη στο πρόσθιο τμήμα του νάρθηκα με **velcro**
- ▶ Ο νάρθηκας αφήνει το τμήμα της άνω κοιλίας ελεύθερο για άνεση και λειτουργικότητα
- ▶ Μπορεί να αφαιρεθεί το οπίσθιο τμήμα του νάρθηκα ράχης και να χρησιμοποιηθεί σαν ζώνη συμπίεσης
- ▶ Διαθέτει κορδόνια συμπίεσης στην **Ο.Μ.Σ.Σ.** ρυθμίζοντας την πίεση του νάρθηκα περιφερειακά του κορμού
- ▶ Επιτρέπει την καθιστή θέση απελευθερώνοντας τα κορδόνια συμπίεσης στα πλάγια τμήματα του νάρθηκα

Συντηρητική αγωγή σε:

Οστεοπόρωση σπονδυλικής στήλης τύπου I




Ενδείξεις:

Πρόληψη Οστεοπορωτικών Σπονδυλικών καταγμάτων Ο.Σ.Κ. τύπου II

Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ

Νόσος Scheuermann

Κυφώσεις Σ.Σ



A7



I1

Νάρθηκας Θ.Μ.Σ.Σ. ή Ο.Μ.Σ.Σ. με ειδική ζώνη συμπίεσης οστεοπόρωσης "SPINOTEC"



Κωδικός:

SPINOTEC

Μέγεθος:

XS

S

M

L

Οπίσθιο ύψος
απο Α7 - ΙΙ:

37-44

43-50


49-56

55-62cm





Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Διαθέτει οπίσθιο μεταλλικό έλασμα κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου με ειδική ανατομική σχεδίαση για άριστη εφαρμογή
- ▶ Εύκολη διαμόρφωση του ελάσματος ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή κατά την εφαρμογή
- ▶ Ελαφρού βάρους 330γρ
- ▶ Επενδύσεις αεριζόμενες **Air-Comfort** αντιαλλεργικές, μη εφιδρωτικές
- ▶ Διαθέτει ιμάντες έλξης αυτοκόλλητους στους ώμους επενδεδυμένους με μαξιλαράκια **Air-Comfort Pad** για βαθμιαία έλξη κατά την εφαρμογή
- ▶ Αυτοκόλλητη ζώνη στο πρόσθιο τμήμα του νάρθηκα με **velcro**
- ▶ Ο νάρθηκας αφήνει τμήμα της άνω κοιλίας ελεύθερα για άνεση και λειτουργικότητα
- ▶ Επιτρέπει την καθιστή και ημικαθιστή θέση
- ▶ Προλαμβάνει την κύφωση και παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης
- ▶ Στήριξη της **Θ.Μ.Σ.Σ.** και **Ο.Μ.Σ.Σ**
- ▶ Κατάλληλο για ασθενείς με οστεοπόρωση για μακρά χρονική χρήση
- ▶ Βελτιώνει τη σωστή στάση του κορμού σε όρθια θέση
- ▶ Δεν χρειάζεται συνεχή ρύθμιση του νάρθηκα από τον ασθενή



Συντηρητική αγωγή σε:
Οστεοπόρωση σπονδυλικής στήλης τύπου I
Πρόληψη οστεοπορωτικών
Ενδείξεις: σπονδυλικών καταγμάτων Ο.Σ.Κ. τύπου II
Σπονδυλοαρθροπάθειες της Θ.Ο.Μ.Σ.Σ
Νόσος SCHEUERMANN
Κυφώσεις Σ.Σ



Ελαστικός κηλεπίδεσμος μονός



| | |
|----------|--|
| Κωδικός: | MB/5000/R (Δεξιός) MB/5000/L (Αριστερός) |
| Μέγεθος: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μπεζ |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα, αντιαλλεργικό, μη εφιδρωτικό
- ▶ Διαθέτει αυτοκόλλητο **velcro** περιμετρικά του κορμού για εύκολη προσαρμογή και αφαίρεση του κηλεπιδέσμου
- ▶ Πίεστρο ανατομικό για την περιοχή της βουβωνοκήλης και μηριαίο ιμάντα που κουμπώνει με αυτοκόλλητο **velcro**
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία βουβωνοκήλης

Ελαστικός κηλεπίδεσμος διπλός με PAD




| | |
|----------|---------|
| Κωδικός: | MB/5100 |
| Μέγεθος: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μπεζ |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα, αντιαλλεργικό, μη εφιδρωτικό
- ▶ Διαθέτει αυτοκόλλητο **velcro** περιμετρικά του κορμού για εύκολη προσαρμογή και αφαίρεση του κηλεπιδέσμου
- ▶ Πίεστρο ανατομικό για την περιοχή της βουβωνοκήλης και μηριαίο ιμάντα που κουμπώνει με αυτοκόλλητο **velcro**
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Αποθεραπεία βουβωνοκήλης





Νάρθηκας ισχίου οσφυομηρικός “HIPO BRACE”

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------|-----------|
| Κωδικός: | TC/520/BC (τμήμα οσφύς) | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Περιφ. λεκάνης: | 60-84 | 84-110 | 110-135cm |
| Δεξί – Αριστερό: | | | |



| | | | |
|------------------|-------------------------|-------|---------|
| Κωδικός: | TC/520/CS (τμήμα μηρού) | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Περιφ. μηρού: | 43-54 | 54-65 | 65-75cm |
| Δεξί – Αριστερό: | Κοινό | | |



| | |
|------------------|---------------------------------|
| Κωδικός: | TC/520/AS (μηχανισμός ρύθμισης) |
| Μέγεθος:: | Κοινό |
| Δεξί – Αριστερό: | Κοινό |

Νάρθηκας ισχίου οσφυομηρικός απαγωγικής ακινητοποίησης - ρυθμιζόμενος “HIPO - BRACE” που αποτελείται από τρία τμήματα για την κατασκευή του

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Προσφέρει υποστήριξη του ισχίου με τη μέγιστη ελαφρότητα και άνεση
- ▶ Μηχανισμός που ελέγχει τις κινήσεις του ισχίου έκταση – κάμψη, απαγωγή – προσαγωγή, κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής
- ▶ Διατίθεται για δεξί και αριστερό ισχίο
- ▶ Ρύθμιση κάμψης – έκτασης από 0° – 105° ανά 15° επαύξηση
- ▶ Απαγωγή / προσαγωγή από 0° – 90° με επαύξηση ανά 7,5°
- ▶ Κλειδώνει σε θέσεις επιλογής
- ▶ Διαθέτει κλειδιά ρύθμισης για το μηχανισμό
- ▶ Πλαστικά ανατομικά εξαρτήματα στο τμήμα της λεκάνης και του μηρού με πρασαρμοσμένες εσωτερικές επενδύσεις βαμβακερές, αεριζόμενες, αντιαλλεργικές για μέγιστη άνεση και εφαρμογή
- ▶ Βοηθάει κατά τη βάδιση στηρίζοντας το ισχίο
- ▶ Διαθέτει εσωτερική βαμβακερή επένδυση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί



Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα της άρθρωσης του ισχίου
Εξάρθρωμα ισχίου που δε χειρουργείται
Σταθερό κάταγμα μηριαίου αυχένα

Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Εξάρθρωμα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου
REVISION ισχίου
Σε συγχυτικοδιεγερτικούς ασθενείς μετά από ολική ισχίου




Οπίσθια προέκταση του τμήματος οσφύος



Κλιπ σύνδεσης



Μηχανισμός ρύθμισης



Παιδικός νάρθηκας απαγωγής ισχίων "PAVLIK HARNESS"



Κωδικός: **115**

| | | | |
|-----------------|-------|-------|---------|
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Περιφ. Θώρακος: | 33-40 | 40-50 | 50-60cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Παιδικός νάρθηκας απαγωγής ισχίων κατασκευασμένος από μαλακό ύφασμα που εφαρμόζει με αυτοκόλλητο **velcro** και αγκράφες
- ▶ Πρόσθιο και οπίσθιο κλείσιμο με **velcro**
- ▶ Επιμηρίδες ρυθμιζόμενες με αγκράφες στήριξης για εύκολη και άνετη εφαρμογή
- ▶ Ειδικές θήκες για πέλματα κατασκευασμένες από δέρμα και αυτοκόλλητο κλείσιμο με **velcro**

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Συγγενής δυσπλασία ισχίων
Συγγενής εξάρθρωμα ισχίων

Παιδικός πλαστικός κηδεμόνας απαγωγής ισχίων "FREIKA"



Κωδικός: **117**

| | | | |
|----------|-------|-------|---------|
| Μέγεθος: | S | M | L |
| σε εκ: | 15-18 | 18-20 | 20-25cm |


Μέτρηση μεταξύ των γονάτων σε θέση απαγωγής

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Παιδικός πλαστικός κηδεμόνας απαγωγή ισχίων κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο
- ▶ Διαθέτει μαξιλαράκια προστασίας από δέρμα στα άκρα και περιφερειακά στο κορμό
- ▶ Διαθέτει ιμάντες στήριξης με αγκράφα για τη ρύθμιση του κηδεμόνα
- ▶ Επένδυση βαμβακερή με ρύθμιση, ιμάντες και αγκράφες για εύκολη εφαρμογή του κηδεμόνα

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Συγγενής δυσπλασία ισχίων
Συγγενής εξάρθρωμα ισχίων

 ΓΟΝΑΤΟ



Neoprene Υποεπιγονατιδικό Strap “OSGOOD KNEE STRAP”



| | |
|----------------|----------------|
| Κωδικός: | MB.4001 |
| Μέγεθος: | One Size |
| Δεξί-Αριστερό: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Υποεπιγονατιδικό **strap** κατασκευασμένο από **neoprene** ειδικής σύνθεσης για αποφυγή υγρασίας με επίθεμα σιλικόνης
- ▶ Διαθέτει κλείσιμο με αυτοκόλλητο **velcro**
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Ιδανικό για άθληση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Συνδρόμου Osgood – Schlatter
Τενοντίτιδος Jumbars Knee
Καταφυτικού τένοντα τετρακέφαλου

Περιμηρίδα από NEOPRENE



| | | | | | |
|------------------|----------------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB/4000 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. μεσ. μηρού: | 48-52 | 52-57 | 57-62 | 62-70 | 70-78cm |
| Μήκος: | 32cm | | | | |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Περιμηρίδα Neoprene **ATHLETIC THIGH SUPPORT** μη εφιδρωτική, αντιαλλεργική
- ▶ Εσωτερική φοδραρισμένη επένδυση για άνεση στην εφαρμογή
- ▶ Αυτοκόλλητο **velcro** στο μηρό για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Ανατομικές ραφές για σωστή εφαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Κατάλληλο για άσκηση και καθημερινότητα

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις –
Θλάσεις μέσω μηρού

Επιγονατίδα "OPEN PATELLA"



Κωδικός: **MB.4002**

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ.γόνατος: | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-55 | 48-58cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ελαστική επιγονατίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Ειδικής πλέξης, αεριζόμενη, αντιαλλεργική
- ▶ Ανοιχτή στην επιγονατίδα για σταθεροποίηση και άνεση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις και θλάσεις γόνατος
Απλές παθήσεις της επιγονατίδας
Οιδήματα, φλεγμονές, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα

Επιγονατίδα "CLOSED PATELLA"



Κωδικός: **MB.4003**

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ.γόνατος: | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-55 | 48-58cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ελαστική επιγονατίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Ειδικής πλέξης, αεριζόμενη, αντιαλλεργική
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις και θλάσεις γόνατος
Απλές παθήσεις της επιγονατίδας
Οιδήματα, φλεγμονές, τενοντίτιδα, αρθρίτιδα

Επιγονατίδα με 4 μπανέλες "ELASTIC SUPPORT STAYS"



| | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.4006 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ.γόνατος: | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-50 | 45-55cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ελαστική επιγονατίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Ειδικής πλέξης, αεριζόμενη, αντιαλλεργική
- ▶ Ανοιχτή στην επιγονατίδα για σταθεροποίηση και άνεση
- ▶ Διαθέτει τέσσερις εύκαμπτες μπανέλες
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Κακώσεις και θλάσεις γόνατος
- Ρευματοειδή αρθρίτιδα γόνατος
- Χονδροπάθεια επιγονατίδας
- Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων

Επιγονατίδα κλειστή με 4 μπανέλες "KNEE STABILIZER WITH SILICONE"



| | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.4010 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ.γόνατος: | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-50 | 45-55cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Επιγονατίδα ελαστική με σιλικόνη, ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Ειδικής πλέξης, αεριζόμενη και αντιαλλεργική
- ▶ Κλειστή επιγονατίδα με ειδικό δακτύλιο σιλικόνης για αύξηση της αιμάτωσης και μικρομαλάξεις στην περιοχή της επιγονατίδας
- ▶ Διαθέτει τέσσερις πλαστικές εύκαμπτες μπανέλες
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Κακώσεις και θλάσεις γόνατος
- Ρευματοειδή αρθρίτιδα
- Χονδροπάθεια επιγονατίδας
- Αστάθεια επιγονατίδας
- Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων

Επιγονατίδα Neoprene με εύκαμπτες μπανέλες



| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Κωδικός: | MB.4050 | | | | | |
| Μέγεθος: | S (Παιδικό) | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Περ.γόνατος: | 30-38 | 38-46 | 44-52 | 50-58 | 56-64 | 60-68+cm |
| Μήκος: | 25cm | | | | | |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Επιγονατίδα **neoprene** μη εφιδρωτική λόγω των πόρων που διαθέτει
- ▶ Σπειροειδής μπανέλες για σταθεροποίηση και εφαρμογή
- ▶ Άνοιγμα στο μηρό για εύκολη τοποθέτηση
- ▶ Κλείσιμο μηριαία και κνημιαία με μάντες και αυτοκόλλητο **velcro** για σταθεροποίηση
- ▶ **Κυκλικός δακτύλιος** για τη σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της επιγονατίδος
- ▶ Κατάλληλο για άσκηση και καθημερινότητα
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Κακώσεις πλαγίων συνδέσμων
γόνατος
Εφαρμογή σε αθλοπαιδιές για
mall tracking επιγονατίδος

Επιγονατίδα Neoprene με αρθρωτές μπανέλες



| | |
|----------|----------------|
| Κωδικός: | MB.4065 |
| Μέγεθος: | One Size |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Επιγονατίδα **neoprene** μη εφιδρωτική λόγω των πόρων που διαθέτει
- ▶ Αρθρωτές μπανέλες για μεγαλύτερη σταθεροποίηση και εφαρμογή
- ▶ Παρέχει μέγιστη πλευρική στήριξη
- ▶ Αποτελείται από δύο τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους με αυτοκόλλητο **velcro** για σωστή ρύθμιση του μεγέθους της επιγονατίδας
- ▶ Κλείσιμο μηριαία και κνημιαία με μάντες και αυτοκόλλητο **velcro** που εξασφαλίζουν σταθεροποίηση και συγκράτηση
- ▶ **Κυκλικός δακτύλιος** για τη σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της επιγονατίδος
- ▶ Κατάλληλο για άσκηση και καθημερινότητα
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Υπεξάρθρημα - Εξάρθρημα
επιγονατίδος
Ρήξη έσω - έξω πλαγίων συνδέσμων
Κακώσεις - θλάσεις γόνατος

Επιγονατίδα Neoprene



| | | | | | |
|---------------|---|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB/3000 (κλειστή) MB/3001 (ανοιχτή) | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. γόνατος: | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47cm |
| Μήκος: | 27cm | | | | |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Επιγονατίδα neoprene μη εφιδρωτική, αντιαλλεργική
- ▶ Εσωτερική φοδραρισμένη επένδυση για άνεση στην εφαρμογή
- ▶ Αυτοκόλλητο velcro στο μηρό για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Ανατομικές ραφές για σωστή εφαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Κατάλληλο για άσκηση και καθημερινότητα

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Κακώσεις γόνατος
Επανάταξη στην άθληση
Αθλοπαιδίες.

Επιγονατίδα εξάρθρωματος Neoprene "PATELLA CONTROL"



| | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.4067 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Περ. 15cm πάνω από το γόνατο: | 38-46 | 46-53 | 53-61 | 61-69cm |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Επιγονατίδα εξάρθρωματος κατασκευασμένη από neoprene, αεριζόμενη υψηλής ποιότητας
- ▶ Ισχυρό J σχήμα στην επιγονατίδα που είναι ιδανικό για τη πλευρική σταθεροποίηση
- ▶ Ειδικές θήκες δακτύλων για εφαρμογή και τοποθέτηση της επιγονατίδος
- ▶ Πλευρικούς μάντες για πρόσθετη υποστήριξη
- ▶ Κυκλικός δακτύλιος για σταθεροποίηση και περιορισμό της κινητικότητας της επιγονατίδος
- ▶ Διαθέτει πλαϊνές μπανέλες για σταθεροποίηση και εφαρμογή
- ▶ Ιδανικό για άθληση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:

Εξάρθρωμα επιγονατίδος
Χονδροπάθεια επιγονατίδος
Αστάθεια επιγονατίδος

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητική αγωγή σε
Εξάρθρωμα επιγονατίδος

Επιγονατίδα για αστάθεια από Neoprene "RUN SPORT"



| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB.4052 | | | | | | | |
| Μέγεθος: | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Περ.γόνατος | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-40 | 41-45 | 45-50 | 50-55 | 55-61 |
| Δεξι-αριστερό: | Κοινό | | | | | | | |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Επιγονατίδα **neoprene** για αστάθεια επιγονατίδας, αεριζόμενη, μη εφιδρωτική, αντιαλλεργική, υψηλής ποιότητας
- ▶ Ισχυρό **σχήμα C** στην επιγονατίδα και είναι ιδανικό για την πλευρική σταθεροποίηση
- ▶ Διαθέτει δύο μιάντες ελαστικούς με αυτοκόλλητο **velcro** για έλξη της επιγονατίδας στην σωστή θέση και κλιπ για τους μιάντες για μέγιστο έλεγχο της επιγονατίδας
- ▶ Προκαλεί βαθμιαία δυναμική έλξη
- ▶ Ιδανικό για άθληση
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Υπεξάρθρημα επιγονατίδας
Χονδροπάθεια επιγονατίδας
Αστάθεια επιγονατίδας
Mall Tracking επιγονατίδας

Μετεγχειρητική αγωγή σε:
Εξάρθρημα επιγονατίδας

Ακίνητοποιητής Γόνατος



| | |
|----------------|--|
| Κωδικός: | MB.30 / MB.40 / MB.45 MB.50 / MB.55 / MB.60 |
| Μέγεθος: | 30cm 40cm 45cm 50cm 55cm 60cm |
| Δεξι-αριστερό: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ακίνητοποιητής γόνατος κατασκευασμένος από ύφασμα **foam** αντιαλλεργικό και μη εφιδρωτικό
- ▶ Εσωτερική επένδυση από **Jersey** για καλύτερη άνεση
- ▶ Εσωτερικές οπίσθιες μεταλλικές μπανέλες από αλουμίνιο για εύκολη διαμόρφωση
- ▶ Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες από αλουμίνιο για στήριξη και συγκράτηση
- ▶ Έξι μιάντες αυτοκόλλητοι με **velcro** αντίθετης φοράς για καλύτερη σταθεροποίηση και εφαρμογή
- ▶ Αυτοκόλλητα **strap** στα πλάγια τμήματα του νάρθηκα που ρυθμίζουν την περιφέρεια του νάρθηκα για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη του μηρού και της κνήμης
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα επιγονατίδος
Εξάρθρημα επιγονατίδος
Μερική ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου σε τραυματισμό **ACL, PCL**
σε συρραφή επιγονατιδικού συνδέσμου, Ρήξη **MCL, LCL**

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο 40cm "PREMIUM SHORT"



Κωδικός: **MB.9000**

Μέγεθος: One Size

Δεξι- αριστερό: Κοινό

Μήκος: 40cm

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο, κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό, ελαφρού τύπου
- ▶ Foam μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, μη εφιδρωτικά
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
- ▶ Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και κάμψη από 0° έως 120°, ανά 10° επαύξησης

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Απαραετόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων
κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων
Απαραετόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία
PLATEAU

Μετεγχειρητική αγωγή σε
σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
σε ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης, σε ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο 50cm "PREMIUM LONG"



Κωδικός: **MB.9005**

Μέγεθος: One Size

Δεξι- αριστερό: Κοινό

Μήκος: 50cm

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο, κατασκευασμένος από μεταλλικό υλικό ανθεκτικό, ελαφρού τύπου
- ▶ Foam μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, μη εφιδρωτικά
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
- ▶ Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και κάμψη από 0° έως 120°, ανά 10° επαύξησης

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Απαραετόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων
κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων
Απαραετόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία
PLATEAU

Μετεγχειρητική αγωγή σε
σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
σε ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης, σε ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο "EXTRA SHORT"



Κωδικός: PA/XC

Μέγεθος: One Size

Δεξι-αριστερό: Κοινό

Μήκος: 42cm

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο, κατασκευασμένος από **μεταλλικό υλικό** ανθεκτικό, ελαφρού τύπου
- ▶ **Foam** μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, μη εφιδρωτικά
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
- ▶ Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και κάμψη από 0° έως 120° ανά 10° επαύξησης
- ▶ Μηχανισμός **Quick - Rom** για εύκολη ρύθμιση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Απαρακτόπιστα – σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων

Απαρακτόπιστα – σταθερά κατάγματα κνημιαία **Plateau**

Μετεγχειρητική αγωγή σε

σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα

σε ρήξη συνδέσμων **ACL, PCL, MCL, LCL**

Υψηλή οστεοτομία κνήμης, Σε ρήξη τετρακεφάλου

Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο "COOL"



Κωδικός: PA/C

Μέγεθος: One Size

Δεξι-αριστερό: Κοινό

Μήκος: 50cm

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο, κατασκευασμένος από **μεταλλικό υλικό** ανθεκτικό, ελαφρού τύπου
- ▶ **Foam** μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, μη εφιδρωτικά
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
- ▶ Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και κάμψη από 0° έως 120° ανά 10° επαύξησης
- ▶ Μηχανισμός **Quick - Rom** για εύκολη ρύθμιση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Απαρακτόπιστα – σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων

Απαρακτόπιστα – σταθερά κατάγματα κνημιαία **Plateau**

Μετεγχειρητική αγωγή σε

σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα

σε ρήξη συνδέσμων **ACL, PCL, MCL, LCL**

Υψηλή οστεοτομία κνήμης, σε ρήξη τετρακεφάλου

Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο "REGULAR"



| | |
|----------------|----------|
| Κωδικός: | PC/C |
| Μέγεθος: | One Size |
| Δεξι-αριστερό: | Κοινό |
| Μήκος: | 55cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο, κατασκευασμένος από **μεταλλικό υλικό** ανθεκτικό, ελαφρού τύπου
- ▶ **Foam** μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, μη εφιδρωτικά
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
- ▶ Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και κάμψη από 0° έως 120° ανά 10° επαύξησης
- ▶ Μηχανισμός **Quick - Rom** για εύκολη ρύθμιση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU

Μετεγχειρητική αγωγή σε

σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
σε ρήξη συνδέσμων **ACL, PCL, MCL, LCL**
Υψηλή οστεοτομία κνήμης, Σε ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο "LONG"



| | |
|----------------|----------|
| Κωδικός: | PC/L |
| Μέγεθος: | One Size |
| Δεξι-αριστερό: | Κοινό |
| Μήκος: | 70cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο, κατασκευασμένος από **μεταλλικό υλικό** ανθεκτικό, ελαφρού τύπου
- ▶ **Foam** μηριαία και κνημιαία, αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, μη εφιδρωτικά
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
- ▶ Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και κάμψη από 0° έως 120° ανά 10° επαύξησης
- ▶ Μηχανισμός **Quick - Rom** για εύκολη ρύθμιση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Απαρεκτόπιστα – σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα – σταθερά κατάγματα κνημιαία Plateau

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
σε ρήξη συνδέσμων **ACL, PCL, MCL, LCL**
Υψηλή οστεοτομία κνήμης, Σε ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο "PREMIUM TELESCOPIC"



Κωδικός: **MB.9010**

Μέγεθος: One Size

Δεξι-αριστερό: Κοινό

Μήκος: 45 - 60cm

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Τηλεσκοπικός μηροκνημικός νάρθηκας, λειτουργικός με γωνιόμετρο εύκολο στη χρήση
- ▶ Ταιριάζει για όλα τα μεγέθη
- ▶ Ανατομικά, αντιολισθητικά pad εφαρμογής μηριαία και κνημιαία για καλύτερη άνεση και εφαρμογή
- ▶ Ιμάντες αυτοκόλλητοι με velcro για συγκράτηση και στήριξη του νάρθηκα
- ▶ Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες ελαφριού βάρους
- ▶ Σύστημα τηλεσκόπησης για ρύθμιση του μήκους του νάρθηκα από 45 - 60cm
- ▶ Γωνιόμετρο που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και κάμψη από 0° έως 120° ανά 10° επαύξησης
- ▶ Μηχανισμός Quick - Lock από 0° έως 90° ανά 10° επαύξησης

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Απαρεκτόπιστα - Σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων
Απαρεκτόπιστα - Σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
σε ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
σε ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο "COMFORT PLUS"



| | |
|------------------|----------------|
| Κωδικός: | MB.9020 |
| Δεξί - Αριστερό: | One Size |
| Μέγεθος: | Κοινό |
| Μήκος: | 45 - 70cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Τηλεσκοπικός μηροκνημικός νάρθηκας, λειτουργικός με γωνιόμετρο εύκολο στη χρήση
- ▶ Ταιριάζει για όλα τα μεγέθη
- ▶ Pad εφαρμογής μηριαία και κνημιαία για καλύτερη άνεση και εφαρμογή
- ▶ Ιμάντες αυτοκόλλητοι με **velcro** για συγκράτηση και στήριξη του νάρθηκα
- ▶ Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες ελαφριού βάρους
- ▶ Σύστημα τηλεσκόπησης για ρύθμιση του μήκους του νάρθηκα απο 45 - 70cm
- ▶ Γωνιόμετρο που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και κάμψη από 0° έως 120° ανά 10° επαύξησης
- ▶ Μηχανισμός **Quick - Lock** απο 0°, 15°, 30°

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Απαραετόπιστα - σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων
Απαραετόπιστα - σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
σε ρήξη συνδέσμων **ACL, PCL, MCL, LCL**
Υψηλή οστεοτομία κνήμης,
σε ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Τηλεσκοπικός λειτουργικός νάρθηκας με γωνιόμετρο "TECNOKNEE"



| | |
|------------------|-------------------|
| Κωδικός: | TECNO KNEE |
| Δεξί - Αριστερό: | One Size |
| Μέγεθος: | Κοινό |
| Μήκος: | 51 - 62cm |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός με γωνιόμετρο κατασκευασμένος από ανθεκτικό μεταλλικό υλικό, ελαφρού τύπου
- ▶ Περιμετρικά **foam** μηριαία, κνημιαία, αντιαλλεργικά, αεριζόμενα, μη εφιδρωτικά
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης μηριαία και κνημιαία για άνετη εφαρμογή και σταθεροποίηση
- ▶ Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει έκταση από 0° έως 90° και κάμψη από 0° έως 120° ανά 10° επαύξησης
- ▶ Μηχανισμός **Quick - Rom** για εύκολη ρύθμιση του νάρθηκα
- ▶ Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπησης για ρύθμιση του μήκους του νάρθηκα από 51cm-62cm

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Απαραετόπιστα – σταθερά κατάγματα μηριαίων
κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων
Απαραετόπιστα – σταθερά κατάγματα κνημιαία
PLATEAU


Μετεγχειρητική αγωγή σε:

σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
σε ρήξη συνδέσμων **ACL, PCL, MCL, LCL**
Υψηλή οστεοτομία κνήμης,
σε ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

Νάρθηκας προσθίου χιαστού τεσσάρων σημείων "4 POWER"



Μηχανισμός ρύθμισης



Θέσεις επιλογής κάμψης - έκτασης



Ιμάντες ρύθμισης



| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | 4POWER | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. Μηρού 20εκ πάνω από το γόνατο: | 39-46 | 46-53 | 53-60 | 60-67 | 67-74cm |
| Δεξί - Αριστερό: | | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας χιαστού τεσσάρων σημείων κατασκευασμένο από αλουμίνιο και μέταλλο ελαφρού βάρους
- ▶ Επενδύσεις μηριαία και κνημιαία για σταθεροποίηση και συγκράτηση
- ▶ Ιμάντες με αρίθμηση για τη σωστή εφαρμογή του νάρθηκα και αυτοκόλλητο velcro
- ▶ Μαξιλαράκια στην άρθρωση του νάρθηκα αυτοκόλλητα
- ▶ Μηχανισμός ρύθμισης που επιτρέπει: **FLEXION** από 0°- 10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75° - 90° και **EXTENSION** από: 0°- 10°- 20°- 30°- 45°
- ▶ Επιτρέπει κλείδωμα στις θέσεις: 0°- 10°- 20°-30°- 45° block

Ενδείξεις:


Συντηρητική αγωγή σε:

Απαραεκτόπιστα – σταθερά κατάγματα μηριαίων κονδύλων, επικονδύλων, κνημιαίων κονδύλων
Απαραεκτόπιστα – σταθερά κατάγματα κνημιαία PLATEAU

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

σε ρήξη επιγονατιδικού τένοντα
σε ρήξη συνδέσμων ACL, PCL, MCL, LCL
Υψηλή οστεοτομία κνήμης
σε ρήξη τετρακεφάλου
Οστεοχόνδρινα κατάγματα κονδύλων

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ



Περικνημίδα NEOPRENE "ATHLETIC – CALF SUPPORT"



| | | | | | |
|------------------|----------------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB/4100 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. μεσ. γαστρ. | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47cm |
| Μήκος σε εκ: | 28 | | | | |
| Χρώμα: | Μαύρο | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Περικνημίδα neoprene ATHLETIC CALF SUPPORT μη εφιδρωτική, αντιαλλεργική
- ▶ Εσωτερική φοδραρισμένη επένδυση για άνεση στην εφαρμογή
- ▶ Αυτοκόλλητο velcro στο γαστροκνήμιο για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Ανατομικές ραφές για σωστή εφαρμογή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Κατάλληλο για άσκηση και καθημερινότητα

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Κακώσεις
Θλάσεις μέσω γαστροκνημιαίου

Ελαστική επιστραγαλίδα απλή ανοιχτή "ELASTIC ANKLE OPEN"



| | | | | | |
|----------------|----------------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.6901 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περιφ. σφυρών: | 18-23 | 21-25 | 24-29 | 29-33 | 33-37cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ελαστική επιστραγαλίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Αεριζόμενη, αντιαλλεργική, μη εφιδρωτική
- ▶ Ανοιχτή στην πτέρνα, για άνεση και εφαρμογή
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Κακώσεις συνδέσμων των τενόντων
Ρευματοειδής αρθρίτιδα ποδοκνημικής
Εκφυλιστικές παθήσεις ποδοκνημικής

Ελαστική επιστραγαλίδα “ELASTIC ANKLE STRAP”



| | | | | | |
|----------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.6902 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περιφ. σφυρών: | 18-23 | 21-25 | 24-29 | 29-33 | 33-37cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ελαστική επιστραγαλίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Αεριζόμενη λόγω της ειδικής πλέξης που διαθέτει, αντιαλλεργική, μη εφιδρωτική
- ▶ Διαθέτει **extra strap** για καλύτερη σταθεροποίηση της ποδοκνημικής
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Κακώσεις συνδέσμων των τενόντων
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα ποδοκνημικής
- Εκφυλιστικές παθήσεις ποδοκνημικής
- Διάστρεμμα σφυρών ποδοκνημικής

Ελαστική επιστραγαλίδα απλή κλειστή “ELASTIC ANKLE CLOSED”



| | | | | | |
|----------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.6903 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περιφ. σφυρών: | 18-23 | 21-25 | 24-29 | 29-33 | 33-37cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ελαστική επιστραγαλίδα ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Αεριζόμενη, αντιαλλεργική, μη εφιδρωτική
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Κακώσεις συνδέσμων των τενόντων
- Ρευματοειδής αρθρίτιδα ποδοκνημικής
- Εκφυλιστικές παθήσεις ποδοκνημικής

Επιστραγαλίδα ελαστική με σιλικόνη "MALEO-CONTROL"



| | | | | | |
|-------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| Κωδικός: | MB.6915 | | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Περ. σφυρών | 18-23 | 21-25 | 24-29 | 29-33 | 33-37cm |
| Χρώμα: | Γκρι | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Επιστραγαλίδα ελαστική ειδικής πλέξης για άνεση και εφαρμογή
- ▶ Κατασκευασμένη από ύφασμα διπλής ελαστικότητας με ελαστικές ίνες αεριζόμενες, μη εφιδρωτικές
- ▶ Διαθέτει επιθέματα σιλικόνης στα σφυρά για αύξηση της αιμάτωσης και μικρομαλάξεις στην περιοχή των σφυρών
- ▶ Βοήθεια στην επανένταξη στην άθληση μετά από κακώσεις σφυρών – βαριά διαστρέμματα ποδοκνημικής
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άσκηση και εργασία
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Παθήσεις τενόντων – συνδέσμων, Βαρύ διάστρεμμα ποδοκνημικής – σφυρών

Αρθρίτιδα ποδοκνημικής, Αποθεραπεία μετά από βαρύ διάστρεμμα ποδοκνημικής, αφαίρεση γυψονάρθηκα

Νάρθηκας ποδοκνημικής "AIR ANKLE WITH PUMP"



| | |
|------------------|----------|
| Κωδικός: | MB/600 |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό |
| Μέγεθος: | One Size |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR – ANKLE BRACE από πλαστικό υλικό ανθεκτικό με πουάρ
- ▶ Διαθέτει δύο μάντες ρυθμιζόμενες και κλείσιμο με velcro για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Διαθέτει δύο αεροθαλάμους στα τμήματα του που επιτρέπουν την εισαγωγή και εξαγωγή αέρα με πουάρ
- ▶ Επιτρέπει στη ποδοκνημική τη κάμψη και την έκταση ενώ περιορίζει τις πλαγιοπλάγιες κινήσεις
- ▶ Βοηθάει στη βάδιση και εφαρμόζει σε αθλητικό υπόδημα

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής

Κάκωσης συνδέσμων

Μετεγχειρητική αγωγή

Νάρθηκας ποδοκνημικής "AIR-GEL BRACE"



Κωδικός: **MB.610 MB.610/CHILD**

Δεξί -Αριστερό: Κοινό

Μέγεθος: One Size

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR - GEL BRACE από πλαστικό υλικό ανθεκτικό
- ▶ Διαθέτει ιμάντες ρυθμιζόμενους και κλείσιμο με velcro για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Διαθέτει εσωτερικά επίθεμα με αέρα και gel για κρυοθεραπεία στο ύψος των σφυρών
- ▶ Επιτρέπει στη ποδοκνημική τη κάμψη και την έκταση ενώ περιορίζει τις πλαγιοπλάγιες κινήσεις
- ▶ Βοηθάει στη βάρδιση και εφαρμόζει σε αθλητικό υπόδημα
- ▶ Τα επίθεμα που διαθέτει αφαιρούνται και τοποθετούνται στο καταψύκτη για 30 λεπτά περίπου

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις: Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής
Κάκωσης συνδέσμων
Μετεγχειρητική αγωγή

Νάρθηκας ποδοκνημικής "AIR- ANKLE BRACE"



Κωδικός: **620**

Δεξί -Αριστερό: Κοινό

Μέγεθος: One Size

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR - ANKLE BRACE από πλαστικό υλικό ανθεκτικό
- ▶ Διαθέτει δύο ιμάντες ρυθμιζόμενους και κλείσιμο με velcro για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Διαθέτει δύο αεροθάλαμους στα τμήματα του που επιτρέπουν την εισαγωγή και εξαγωγή αέρα με σωληνάκι
- ▶ Επιτρέπει στη ποδοκνημική τη κάμψη και την έκταση ενώ περιορίζει τις πλαγιοπλάγιες κινήσεις
- ▶ Βοηθάει στη βάρδιση και εφαρμόζει σε αθλητικό υπόδημα

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις: Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής
Κάκωσης συνδέσμων
Μετεγχειρητική αγωγή

Νάρθηκας ποδοκνημικής "WALKER"



| | | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|-------|-----|
| Κωδικός: | MB/6000/SHORT | MB/6002/TALL | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδημ.: | 36-39 | 40-43 | 44-46 | 47+ |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής WALKER από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους 850γρ
- ▶ Εσωτερική επένδυση από ύφασμα αντιεφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης με velcro
- ▶ Πλαινές μπανέλες αλουμινίου για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
- ▶ Ανατομικήσόλα με σχεδιασμό **Rocker - Bottom** για άνεση και φυσικό βάδισμα ακόμα και όταν ο ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

MB/6000 SHORT:

Σταθερό κάταγμα βάση 5ου μετατάριου
Εγκάρσιο κάταγμα βάση 5ου μετατάριου τύπου JONES
Κατάγματα μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων
Κάταγμα οστών τάρσους
Τενοντίτιδα περωναίων

MB/6002 TALL:

Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης
Απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού
Απαρεκτόπιστο σταθερό κάταγμα αμφοσφύριου
Σταθερό κάταγμα τροχίλιας κεφαλής αστραγάλου
Ρήξη κνημοπερωναίου συνδέσμου

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

MB/6000 SHORT:

Κατάγματα οστών των μεταταρσίων
Κάταγμα τάρσους
Κάταγμα αστραγάλου
Κάταγμα πτέρνας
Τενοντομεταθέσεις - Τενοντομεταφορές

MB/6002 TALL:

Κάταγμα περόνης
Κάταγμα έσω σφυρού
Κατάγματα αμφοσφύριου
Συρραφές συνδέσμου
Ρήξη μεσοστιαίου υμένα κνήμης - περόνης
Τενοντομεταθέσεις - Τενοντομεταφορές

Νάρθηκας ποδοκνημικής "LOW WALKER"



| | | | | | |
|------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB/6006 | | | | |
| Μέγεθος: | XS | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδ.: | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής LOW WALKER από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους
- ▶ Ειδική επένδυση εσωτερικά από ύφασμα μη εφιδρωτικό, πορώδες, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης με velcro
- ▶ Πλαινές μπανέλες για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
- ▶ Αντιολισθητική σόλα, ειδικής σχεδίασης για φυσικό βάδισμα ακόμα και όταν στρέφει ο ασθενής το πέλμα του εξωτερικά

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Σταθερό κάταγμα βάση 5ου μετατάρσιου
Εγκάρσιο κάταγμα βάση 5ου μετατάρσιου τύπου JONES
Κατάγματα μεταταρσιοφαλαγγικών αρθρώσεων
Κάταγμα οστών τάρσου
Τενοντίτιδα περνιαίων

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Κατάγματα οστών των μεταταρσίων
Κάταγμα τάρσου
Κάταγμα αστραγάλου
Κάταγμα πτέρνας
Τενοντομεταθέσεις - τενοντομεταφορές

Νάρθηκας ποδοκνημικής "HIGH WALKER"



| | | | | | |
|------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB/6007 | | | | |
| Μέγεθος: | XS | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδ.: | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής HIGH WALKER από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους
- ▶ Ειδική επένδυση εσωτερικά από ύφασμα μη εφιδρωτικό, πορώδες, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης με velcro
- ▶ Πλαινές μπανέλες για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
- ▶ Αντιολισθητική σόλα, ειδικής σχεδίασης για φυσικό βάδισμα ακόμα και όταν στρέφει ο ασθενής το πέλμα του εξωτερικά

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Σταθερό अपαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης
Απαραεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού
Απαραεκτόπιστο σταθερό κάταγμα αμφισφύριο
Σταθερό κάταγμα τροχιλίας κεφαλής αστραγάλου
Ρήξη κνημοπερνιαίου συνδέσμου

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Κάταγμα περόνης, κάταγμα έσω σφυρού
Κατάγματα αμφισφυρίου, συρραφές συνδέσμου
Ρήξη μεσοστιαίου υμένα κνήμης - περόνης
Τενοντομεταθέσεις - τενοντομεταφορές

Νάρθηκας ποδοκνημικής "ROM WALKER"



Κωδικός: **MB/6003**

| | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-----|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδ.: | 36-39 | 40-43 | 44-46 | 47+ |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής ROM WALKER λειτουργικός με γωνιόμετρο από πλαστικό υλικό
- ▶ Εσωτερική επένδυση από ύφασμα μη εφιδρωτικό, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης με velcro
- ▶ Πλαϊνές μπανέλες αλουμινίου για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
- ▶ Ανατομική σόλα με σχεδιασμό **Rocker - Bottom** για άνετο και φυσικό βάδισμα ακόμα και όταν ο ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά
- ▶ Γωνιόμετρο για ρύθμιση της κάμψης και της έκτασης σε μοίρες από 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Σταθερό κάταγμα σκαφοειδούς και σφηνοειδών οστών
Σταθερό अपαρεκτόπιστο κάταγμα σφυρών ποδοκνημικής

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Συρραφή ρήξης αχιλλείου τένοντα
Συρραφή έξω πλάγιου συνδέσμου
Συρραφή ραχιαίων εκτεινόντων τενόντων
Κατάγματα αμφισφύρια
Κάταγμα PILON, MAISONNEUVE, BOSWORT
Κατάγματα τύπου WEBER B, WEBER C

Νάρθηκας ποδοκνημικής "AIR WALKER"



Κωδικός: **MB.6004**

| | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-----|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδ.: | 36-39 | 40-43 | 44-46 | 47+ |
| Δεξί - Αριστερό: | Κοινό | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR WALKER από πλαστικό υλικό ελαφρού βάρους 950γρ
- ▶ Ειδική επένδυση εσωτερικά από ύφασμα μη εφιδρωτικό, πορώδες, αντιαλλεργικό, αεριζόμενο
- ▶ Διαθέτει εσωτερικούς αεροθαλάμους στη περιοχή χαμηλά και ψηλά των σφυρών για μέγιστη σταθεροποίηση
- ▶ Διαθέτει **πουάρ** ενσωματωμένο πάνω στο ύφασμα για την εισαγωγή του αέρα και ειδική βαλβίδα για την αφαίρεσή του
- ▶ Ιμάντες σταθεροποίησης με velcro
- ▶ Πλαϊνές μπανέλες αλουμινίου για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
- ▶ Ανατομική σόλα με σχεδιασμό **Rocker - Bottom** για άνετο και φυσικό βάδισμα ακόμα και όταν ο ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης
Απαραεκτόπιστο κάταγμα έσω σφυρού
Απαραεκτόπιστο σταθερό κάταγμα αμφισφύριο
Σταθερό κάταγμα τροχιλίας κεφαλής αστραγάλου
Ρήξη κνημοπεροναίου συνδέσμου

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Κάταγμα περόνης
Κάταγμα έσω σφυρού
Κατάγματα αμφισφύριο
Συρραφές συνδέσμου
Ρήξη μεσοστιαίου υμένα κνήμης - περόνης

Νάρθηκας ποδοκνημικής "AIR –ROM ROCKER BOTTOM"



| | | | | |
|------------------|----------------|-------|-------|-----|
| Κωδικός: | MB/6005 | | | |
| Μέγεθος: | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδ.: | 36-39 | 40-43 | 44-46 | 47+ |
| Δεξι – Αριστερό: | Κοινό | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής AIR –ROM ROCKER BOTTOM λειτουργικός με γωνιόμετρο
- ▶ Διαθέτει πλαϊνές μπανέλες αλουμινίου για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
- ▶ Εσωτερική επένδυση με ύφασμα αντιεφιδρωτικό και αντιαλλεργικό
- ▶ Ενσωματωμένη αντλία στην επένδυση του νάρθηκα για προσθήκη αέρα και βαλβίδα για αφαίρεση του αέρα
- ▶ Διαθέτει ιμάντες κατά μήκος του νάρθηκα με αυτοκόλλητο **velcro** για καλύτερη σταθεροποίηση
- ▶ Ανατομικό σχέδιο **Rocker Bottom** για άνεση και φυσικό βήδισμα ακόμα και όταν ο ασθενής στρέφει το πέλμα του εξωτερικά
- ▶ Γωνιόμετρο για ρύθμιση της κάμψης και της έκτασης σε μοίρες από 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητική χρήση μετά απο διατομές:

Συρραφή ρήξης αχίλλειου τένοντα, συρραφή έξω πλάγιου συνδέσμου, Συρραφή ραχιαίων εκτεινόντων τενόντων,

Κατάγματα αμφισφύρια, Κάταγμα **PILON, MAISONNEUVE, BOSWORT**

Κατάγματα τύπου **WEBER B, WEBER C**

Υποπτέρνια πελματιαίας κάμψης



| | |
|----------|----------------------|
| Κωδικός: | ACHILLES FOOT |
| Μέγεθος: | Κοινό |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένα από σκληρό υλικό καουτσούκ με αυτοκόλλητο **velcro** για το διαχωρισμό των υποπτερνίων
- ▶ Κάμψη σε θέσεις επιλογής 15°, 30°, 45°
- ▶ Επιφάνεια με αυτοκόλλητο **velcro** για την εφαρμογή του **foam**
- ▶ Αποφυγή ολίσθησης
- ▶ Εφαρμόζεται με τους κωδικούς: **MB/6002, MB.6004, MB/6007**

Ενδείξεις:

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

Μετεγχειρητική χρήση σε ρήξη Αχίλλειου τένοντα

Νάρθηκας ανάπαυσης ποδοκνημικής "NIGHT-SPLINT"



| | | | |
|---------------------|--------------------------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB.NIGHT - SPLINT | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Μέγεθος υποδήματος: | έως 39 | 40-43 | 44-46 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ανάπαυσης ποδοκνημικής NIGHT - SPLINT κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό ανθεκτικής κατασκευής
- ▶ Εσωτερική επένδυση υφασμάτινη, μη εφιδρωτική, αεριζόμενη, αντιαλλεργική
- ▶ Διαθέτει τρεις ιμάντες σταθεροποίησης με μαξιλαράκια εφαρμογής για άνεση και κλείσιμο με αγκράφες
- ▶ Πλάγια ιμάντες ρυθμιζόμενοι με velcro για την επαύξηση της ραχιαίας κάμψης

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Πτώση άκρου ποδός από οποιαδήποτε παθολογική αιτία
- Χαλαρή πάρεση, περνιαίου νεύρου
- Χαλαρή σπαστική υποποδία
- Πτώση πέλματος - ανάπαυση ποδοκνημικής
- Πεσματιαία απονευρωσίτιδα

Νάρθηκας ΚΠΔ από θερμοπλαστικό υλικό με πλαίσιο "FOOT GUARD"



| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB/PLUS FOOTGUARD | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Μέγεθος υποδήμ.: | έως 39 | 40-43 | 44-46 |
| Δεξιό - Αριστερό: | Κοινό | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ΚΠΔ από θερμοπλαστικό υλικό με πλαίσιο, ελαφρού βάρους
- ▶ Διαθέτει επένδυση βαμβακερή αεριζόμενη, αντιαλλεργική, μη εφιδρωτική
- ▶ Τρεις αυτοκόλλητοι ιμάντες με velcro για εύκολη εφαρμογή
- ▶ Διαθέτει πλαίσιο T αυτοκόλλητο με velcro που διατηρεί τον ακρο πόδα σε ουδέτερη θέση περιορίζοντας την έσω - έξω στροφή της ποδοκνημικής
- ▶ Διατηρεί τη ποδοκνημική σε ουδέτερη θέση 90° κατά την εφαρμογή
- ▶ Δυνατότητα επιλογής έσω-έξω στροφής

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Χαλαρή πάρεση
- Πτώση άκρου ποδός και διατήρηση σε ουδέτερη θέση

Νάρθηκας ποδοκνημικής έσω υποδήματος "DORSIFLEXION"



| | |
|-------------------|-------------------------|
| Κωδικός: | MB/DORSI FLEXION |
| Μέγεθος: | One Size |
| Δεξιό – Αριστερό: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής έσω υποδήματος κατασκευασμένος από **neoprene** και ύφασμα
- ▶ Εφαρμόζει περιμετρικά της ποδοκνημικής και των μεταταρσίων και κλείνει με αυτοκόλλητο **velcro**
- ▶ Διαθέτει κλιπ και μάντα ρύθμισης με αυτοκόλλητο **velcro** για την έλξη της ποδοκνημικής
- ▶ Μπορεί να αφαιρεθεί το τμήμα των μεταταρσίων και να εφαρμοστεί κατευθείαν σε υπόδημα με κορδόνια
- ▶ Βοηθάει στην άνετη βάρδιση του ασθενή
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Χαλαρή πάρεση – υποποδία
Πτώση ποδοκνημικής
Στήριξη άκρου πόδα

Νάρθηκας Ποδοκνημικής έσω υποδήματος "AFO"



| | | |
|------------------|-----------------------------------|--------|
| Κωδικός: | MB.6310 – Δεξιό – Αριστερό | |
| Μέγεθος: | S – M | L – XL |
| Μέγεθος υποδήμ.: | 34-38 | 39-44 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας ποδοκνημικής έσω υποδήματος κατασκευασμένος από θερμοπλαστικό υλικό ελαφρού βάρους
- ▶ Αυτοκόλλητο **velcro** περιμετρικά του γαστροκνημιαίου για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα
- ▶ Διαθέτει αφρώδη μαξιλαράκια στο ύψος του γαστροκνημίου, στη θέση του **αχιλλείου** για μεγαλύτερη άνεση και προστασία και extra μάντα σταθεροποίησης με επένδυση στο ύψος των μεταταρσίων. Περιλαμβάνονται ανταλλακτικά αφρώδη μαξιλαράκια
- ▶ Εφαρμογή εσωτερικά του υποδήματος
- ▶ Μπορεί να κοπεί και διαμορφωθεί ανάλογα με το περίγραμμα του πέλματος
- ▶ Βοηθάει τον ασθενή κατά τη βάρδιση

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Χαλαρή πάρεση – υποποδία
Πτώση ποδοκνημικής
Στήριξη άκρου πόδα

Νάρθηκας αποφόρτισης μεταταρσίων "ORTHOWEDGE"



| | | | | | |
|------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB/ORTHOWEDGE | | | | |
| Μέγεθος: | XS | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδήμ.: | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μετεγχειρητικός, κατασκευασμένος από ύφασμα αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει εσωτερικό πάτο, μαλακό για άνεση στη βάδιση και απορρόφηση των κραδασμών κατά την φόρτιση
- ▶ Σκληρή αντιολισθητική σόλα σχεδιασμένη ανατομικά για να μεταφέρει όλα τα φορτία στο πίσω μέρος του υποδήματος για αποφόρτιση των μεταταρσίων
- ▶ Αυτοκόλλητο **velcro** με κλιπ στον αστράγαλο για καλύτερη σταθεροποίηση. Ιδανικό για βάδιση σε τραυματισμένο πέλμα
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας
μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

HALLUX - VALGUS
HALLUX - RIGIDUS
Χειρουργημένα μετατάρσια - δακτύλων άκρου ποδός
Χειρουργημένη αρθρίτιδα μεγάλου δακτύλου

Νάρθηκας αποφόρτισης πτέρνας "HEELWEDGE"



| | | | | | |
|------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB/HEEL WEDGE | | | | |
| Μέγεθος: | XS | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδήμ.: | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μετεγχειρητικός, κατασκευασμένος από ύφασμα αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει εσωτερικό πάτο, μαλακό για άνεση στη βάδιση και απορρόφηση των κραδασμών κατά την φόρτιση
- ▶ Σκληρή αντιολισθητική σόλα σχεδιασμένη ανατομικά για να μεταφέρει όλα τα φορτία στο μπροστά μέρος του υποδήματος για αποφόρτιση της πτέρνας
- ▶ Αυτοκόλλητο **velcro** με κλιπ στον αστράγαλο για καλύτερη σταθεροποίηση. Ιδανικό για βάδιση σε τραυματισμένο πέλμα
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Βαριές κακώσεις και φλεγμονές πτέρνας
Σε κατάγματα πτέρνας

Μετεγχειρητικός νάρθηκας άκρου ποδός "ALL PURPOSE BOOT"



Κωδικός: **MB.1030**

| | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Μέγεθος: | XS | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδήμ.: | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας μετεγχειρητικός κατασκευασμένος από ύφασμα αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Διαθέτει εσωτερικό πάτο, μαλακό για άνεση στην βάδιση και απορρόφηση των κραδασμών κατά την φόρτιση
- ▶ Σκληρή σόλα αντιολισθητική σχεδιασμένη ανατομικά για φυσικό βήδισμα
- ▶ Velcro μεγάλου μήκους στα μετατάρσια για να μπορεί να ρυθμιστεί και μετά την αφαίρεση των επιδέσμων
- ▶ Αυτοκόλλητο velcro με κλιπ στον αστράγαλο για καλύτερη σταθεροποίηση.
- ▶ Ιδανικό για βάδιση σε τραυματισμένο πέλμα
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:

Οστεοτομίες μεταταρσίων, οστεοτομίες δακτύλων

Ενδείξεις:

Σε νευρίνωμα Morton

Νόσο Freiberg

Διάφορες παραμορφώσεις δακτύλων

Ανατομικό πέδιλο "SUPER POST OP SHOE"



Κωδικός: **630**

| | | | | | |
|------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Μέγεθος: | XS | S | M | L | XL |
| Μέγεθος υποδήμ.: | >36 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
| Χρώμα: | Μπλέ | | | | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ανατομικό πέδιλο SUPER POST - OP shoe κατασκευασμένο από υλικό plastazote και ύφασμα
- ▶ Διαθέτει 2 μάντες αυτοκόλλητους με velcro
- ▶ Βοηθάει κατά τη βάδιση και απορροφά τους κραδασμούς του πέλματος
- ▶ Άκαμπτη σόλα με αντιολισθητική σχεδίαση για προστασία του πέλματος
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Συντηρητική αγωγή σε:

Μέγα δάκτυλο Hallux - Valgus

Νεύρωμα Morton


Ενδείξεις:

Hallux - Rigidus

Οστεοτομίες μεταταρσίων

Μετεγχειρητικά σφυροδακτυλίες

Νάρθηκας βρεφικός ρυθμιζόμενος "BEBAX"



| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Κωδικός: | BEBAX |
| Μέγεθος: | Μήκος πέλματος σε εκ. |
| Εκατοστά: | 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11,5 12,5 |
| Δεξί - Αριστερό: | |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας βρεφικός ρυθμιζόμενος BEBAX απο δερμάτινο υλικό
- ▶ Διαθέτει δύο κλεισίματα με velcro για εύκολη εφαρμογή και τοποθέτηση
- ▶ Διαθέτει μηχανισμό με πύρους κίνησης και κλειδιά για τη ρύθμισή του
- ▶ Ο μηχανισμός ενώνει τα δύο τμήματα του νάρθηκα
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πρώτα στάδια σε νεογνά λόγω της επιλογής των μεγεθών που διαθέτει

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Οστικές δυσπλασίες άκρου πόδα σε νεογνά
- Ραιβότητα
- Βλαισότητα
- Μετεγχειρητική χρήση

Νάρθηκας για βλαισό μέγα δάκτυλο "HALUX VALGUS"



| | |
|----------|---|
| Κωδικός: | CC251 - Δεξί CC252 - Αριστερό |
| Μέγεθος: | Κοινό |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας για βλαισό μέγα δάκτυλο HALLUX - VALGUS κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό ανθεκτικό
- ▶ Επένδυση από αφρώδες υλικό άριστης ποιότητας και αντοχής
- ▶ Διαθέτει ιμάντα σταθεροποίησης και ρύθμισης της απαγωγής
- ▶ Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας
- ▶ Μπορεί να πλυθεί

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:

- Αρχικό στάδιο HALLUX - VALGUS
- Ρευματοπάθεια μεγάλου δακτύλου

Μετεγχειρητική αγωγή σε:

- Βλαισότητα μέγα δακτύλου

Νάρθηκας έσω υποδήματος για βλαισό μέγα δάκτυλο "BIG TOE"




| | |
|-------------------|-------------------|
| Κωδικός: | MB.BIG TOE |
| Μέγεθος: | One Size |
| Δεξιό - Αριστερό: | Κοινό |
| Χρώμα: | Μαύρο |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Νάρθηκας έσω υποδήματος κατασκευασμένος από ελαστικό υλικό
- ▶ Εφαρμόζεται μέσα από το υπόδημα κατά την διάρκεια της ημέρας, για την έλξη του μέγα δακτύλου
- ▶ Διαθέτει ιμάντα έλξης για το μέγα δάκτυλο
- ▶ Δεν ενοχλεί κατά την βόλτα

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Αρχικό στάδιο HALLUX - VALGUS

 **FOOT CARE**



Διαχωριστικά σιλικόνης 1ου – 2ου δακτύλων άκρου ποδός



Κωδικός: **MB/209**

Μέγεθος: S L

Μέγεθος υποδήματος: 35-38 39-42

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένα από σιλικόνη υψηλής ποιότητας
- ▶ Εφαρμόζεται μεταξύ 1ου – 2ου δακτύλου
- ▶ Διατίθεται σε ζεύγη
- ▶ Βοηθούν να μην έρχεται το ένα με το άλλο δάκτυλο σε επαφή
- ▶ Μακρά χρονική χρήση
- ▶ Μπορούν να πλυθούν

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Σφυροδακτυλία δακτύλου προκαλώντας
διαχωρισμό 1ου και 2ου δακτύλου

Μετεγχειρητική αγωγή σε:
HALUX-VALGUS απαγωγή μέγα δακτύλου

Προστατευτικό Σιλικόνης για κότσι



Κωδικός: **MB.114**

Μέγεθος: One Size

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένα από σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Απορροφούν τους κραδασμούς κατά τη βάρδιση
- ▶ Κατάλληλα για άθληση και εργασία

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αποφόρτιση της πίεσης και της
τριβής στο κότσι

Πέλμα σιλικόνης πλατυποδίας




| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| Κωδικός: | MB/05 | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Μέγεθος υποδ.: | 35-37 | 38-40 | 41-43 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένα από σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Επενδυμένα με ύφασμα
- ▶ Απορροφούν τους κραδασμούς κατά τη βόδιση
- ▶ Διατίθεται σε ζεύγος
- ▶ Κατάλληλα για άθληση και εργασία
- ▶ Βοηθούν στην ανύψωση της ποδικής καμάρας

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Θεραπευτική αποκατάσταση πλατυποδίας

Επίθεμα σιλικόνης για Σφυροδακτυλία, Γαμψοδακτυλία, Mallet - Toe



| | |
|----------|----------|
| Κωδικός: | MB/207 |
| Μέγεθος: | One Size |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας και αντοχής
- ▶ Διαθέτει ειδικό δακτύλιο για εύκολη τοποθέτηση
- ▶ Διατίθεται σε ζεύγος
- ▶ Μπορούν να πλυθούν

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Αντιμετώπιση σφυροδακτυλίας,
γαμψοδακτυλίας

Πέλμα σιλικόνης για μετατάρσια “METATARSAL PAD” με δαχτυλίδι



Κωδικός: **MB.METATARSAL**

Μέγεθος: S L

Μέγεθος υποδήματος: 35-37 38-41

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Πέλματα σιλικόνης για μετατάρσια με δαχτυλίδι **metatarsal pad** για τη πτώση των μεταταρσίων
- ▶ Εφαρμόζονται εντός του υποδήματος
- ▶ Μπορούν να πλυθούν

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Πτώση κεφαλών μεταταρσίων
Μεταταρσαλγίας
Ρευματοπάθεια μεταταρσίων
Πόνος στα μετατάρσια

Πέλμα σιλικόνης για μετατάρσια “METATARSAL PAD”



Κωδικός: **MB.115**

Μέγεθος: One Size

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Πέλματα σιλικόνης για μετατάρσια **metatarsal pad** για τη πτώση των μεταταρσίων
- ▶ Εφαρμόζονται εντός του υποδήματος
- ▶ Μπορούν να πλυθούν

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Πτώση κεφαλών μεταταρσίων
Μεταταρσαλγίας
Ρευματοπάθεια μεταταρσίων
Πόνος στα μετατάρσια

Πέλματα σιλικόνης 3 /4 ανύψωσης μεταταρσίων



Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αποκατάσταση άλγους μεταταρσίου
Αποφόρτση της πίεσης στη περιοχή της πτέρνας και της ποδικής καμάρας
Αποκατάσταση τενοντίτιδων

Κωδικός:

MB.205

| | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Μέγεθος υποδ.: | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-44 | 44+ |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ανατομικό πέλμα σιλικόνης 3/4 για απορρόφηση των κραδασμών του πέλματος
- ▶ Διαθέτει ανύψωση στο μετατάρσιο, ανύψωση ποδικής καμάρας, ανύψωση πτέρνας
- ▶ Διαθέτει αντικραδασμικά σημεία στη περιοχή της πτέρνας και των μεταταρσίων
- ▶ Προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων του πέλματος
- ▶ Εφαρμόζει εντός υποδήματος
- ▶ Διατίθενται σε ζεύγος
- ▶ Μπορούν να πλυθούν
- ▶ **Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία**

Ανατομικό πέλμα σιλικόνης



Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αποκατάσταση άλγους μεταταρσίου
Αποφόρτση της πίεσης στη περιοχή της πτέρνας και της ποδικής καμάρας
Αποκατάσταση τενοντίτιδων

Κωδικός:

MB.210

| | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Μέγεθος υποδ.: | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-44 | 44+ |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ανατομικό πέλμα σιλικόνης ολόκληρο για απορρόφηση των κραδασμών του πέλματος
- ▶ Διαθέτει ανύψωση στο μετατάρσιο, ανύψωση ποδικής καμάρας, ανύψωση πτέρνας
- ▶ Διαθέτει αντικραδασμικά σημεία στη περιοχή της πτέρνας και των μεταταρσίων
- ▶ Προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων του πέλματος
- ▶ Εφαρμόζει εντός υποδήματος
- ▶ Διατίθενται σε ζεύγος
- ▶ Μπορούν να πλυθούν
- ▶ **Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία**

Ανατομικό πέλμα σιλικόνης



Κωδικός: **MB .211**

| | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Μέγεθος: | S | M | L | XL | XXL |
| Μέγεθος υποδ.: | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-44 | 44+ |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ανατομικό πέλμα σιλικόνης με ανύψωση ποδικής καμάρας για απορρόφηση των κραδασμών του πέλματος
- ▶ Διαθέτει ανύψωση στο μετατόρσιο, **έξτρα** ανύψωση ποδικής καμάρας και ανύψωση πτέρνας
- ▶ Διαθέτει αντικραδασμικά σημεία στη περιοχή της πτέρνας και των μεταταρσίων
- ▶ Προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή των φορτίων του πέλματος
- ▶ Εφαρμόζει εντός υποδήματος
- ▶ Διατίθενται σε ζεύγος
- ▶ Μπορούν να πλυθούν
- ▶ **Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αποκατάσταση άλγους μεταταρσίου
Αποφόρτιση της πίεσης στη περιοχή της πτέρνας και της ποδικής καμάρας
Αποκατάσταση τενοντίτιδων

Υποπτέρνια σιλικόνης για άκανθα "HEEL CUP"



Κωδικός: **MB.HEEL CUP**

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Μέγεθος υποδ.: | 34-37 | 38-41 | 42-44 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Υποπτέρνια σιλικόνης για άκανθα με **soft spot** σημείο για την τοποθέτηση της πτέρνας
- ▶ Εφαρμόζονται εντός υποδήματος
- ▶ Μπορούν να πλυθούν
- ▶ Διατίθενται σε ζεύγος
- ▶ Προκαλεί ανύψωση της πτέρνας 9 χιλιοστά
- ▶ **Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία**

Ενδείξεις:

Συντηρητική αγωγή σε:
Αποκατάσταση τενοντίτιδας αχιλλείου
Κακώσεις πτέρνας άκανθας
Απορρόφηση των κραδασμών της πτέρνας κατά την άσκηση, βάδιση ή εργασία

Υποπτέρνια σιλικόνης ανύψωσης έξω χείλους



| | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Κωδικός: | CC282 | | |
| Μέγεθος: | S | M | L |
| Μέγεθος υποδήματος: | 35-37 | 38-40 | 41-43 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Υποπτέρνια σιλικόνης ανύψωσης χείλους ιδανικό για ασθενείς για ανακούφιση απο πόνους της πτέρνας και για την διόρθωση των φορτίων στην άρθρωση του γόνατος και της μέσης
- ▶ Εφαρμόζεται εντός του υποδήματος
- ▶ Διατίθεται σε ζεύγος
- ▶ Μπορούν να πλυθούν
- ▶ Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία

Συντηρητική αγωγή σε:

Απορρόφηση της πίεσης στην περιοχή της πτέρνας
plantaz, fasciitis, heel spurs
Πόνους στη μέση και στα γόνατα

Ενδείξεις:

Ανατομικό πέλμα για άκανθα με οπή



| | | |
|---------------------|--------|-------|
| Κωδικός: | MB.215 | |
| Μέγεθος: | S | L |
| Μέγεθος υποδήματος: | 36-39 | 40-43 |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Υποπτέρνια με οπή που αφήνουν την άκανθα σε κενό για την αποφόρτισή της
- ▶ Ιδανικό για ασθενείς που πάσχουν από άκανθα
- ▶ Προκαλεί ανύψωση της πτέρνας και του αχιλλείου
- ▶ Εφαρμόζεται εντός του υποδήματος
- ▶ Διατίθεται σε ζεύγος
- ▶ Μπορούν να πλυθούν
- ▶ Ιδανικό για βάδιση, άσκηση, εργασία


Συντηρητική αγωγή σε:

Άκανθα, κακώσεις πτέρνας
Απορρόφηση των κραδασμών της πτέρνας κατά την άσκηση, βάδιση, εργασία

Ενδείξεις:



ΔΙΑΦΟΡΑ



Ορθοπεδικό μαξιλάρι αυχένος – ύπνου



| | |
|-------------|----------------|
| Κωδικός: | MB.530 |
| Διαστάσεις: | 46 x 30 x 10/8 |
| Χρώμα: | Λευκό |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από visco-elastic ανατομικής σχεδίασης
- ▶ Υψηλής ποιότητας, διαθέτει δύο επενδύσεις μία εσωτερική και μία εξωτερική από 100% βαμβάκι αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Η εξωτερική θήκη είναι με φερμουάρ για να αφαιρεθεί
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Κατάλληλο για αυχενικό σύνδρομο

Ορθοπεδικό μαξιλάρι αυχένος – ύπνου



| | |
|-------------|----------------|
| Κωδικός: | MB.540 |
| Διαστάσεις: | 60 x 40 x 10/8 |
| Χρώμα: | Λευκό |

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από visco-elastic ανατομικής σχεδίασης
- ▶ Υψηλής ποιότητας, διαθέτει δύο επενδύσεις μία εσωτερική και μία εξωτερική από 100% βαμβάκι αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Η εξωτερική θήκη είναι με φερμουάρ για να αφαιρεθεί
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Κατάλληλο για αυχενικό σύνδρομο

Ορθοπεδικό μαξιλάρι αυχένος – ύπνου



Κωδικός: **MB.520**

Διαστάσεις: 60 x 40 x 11

Χρώμα: Λευκό

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από visco-elastic ανατομικής σχεδίασης
- ▶ Υψηλής ποιότητας, διαθέτει δύο επενδύσεις μία εσωτερική και μία εξωτερική από 100% βαμβάκι αεριζόμενο, αντιαλλεργικό
- ▶ Η εξωτερική θήκη είναι με φερμουάρ για να αφαιρεθεί
- ▶ Μπορεί να πλυθεί
- ▶ Κατάλληλο για αυχενικό σύνδρομο

Μαξιλάρι κόκκυγα κουλούρα κλειστού τύπου



Κωδικός: **MB.510** **MB.510/VISCO**

Μέγεθος: Κοινό

Χρώμα: Μαύρο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό ανατομικής σχεδίασης
- ▶ Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε κάθισμα

Μαξιλάρι κόκκυγα σε σχήμα V ανοιχτού τύπου



Κωδικός: **MB.511**

Μέγεθος: Κοινό

Χρώμα: Μαύρο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό ανατομικής σχεδίασης
- ▶ Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε κάθισμα

Ανατομικό μαξιλάρι μέσης



Κωδικός: **MB.500**

Διαστάσεις: 35 x 32

Χρώμα: Μαύρο

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό ανατομικής σχεδίασης
- ▶ Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε πλάτη καθίσματος για ανακούφιση από πόνους στην Ο.Μ.Σ.Σ.
- ▶ Διαθέτει ιμάντα για σταθεροποίηση του μαξιλαριού
- ▶ Ύφασμα υψηλής ποιότητας προσθαφαιρούμενο για να πλυθεί

Διαχωριστικό μαξιλάρι ποδιών



Κωδικός: **MB.505**

Διαστάσεις: 25 x 20

Χρώμα: Λευκό

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από visco-elastic ανατομικής σχεδίασης
- ▶ Υψηλής ποιότητας εξωτερική θήκη με φερμουάρ για να αφαιρείται και να πλένεται

Ενδείξεις: Συντηρητική αγωγή σε:
Κατάλληλο βοήθημα πρόληψης δημιουργίας ελκών σε κλινήρεις ασθενείς

Ανατομικό μαξιλάρι αυχένος



Κωδικός: **MB.CERVICAL PILLOW**

Μέγεθος: One Size

Χρώμα: Λευκό

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένο από visco - elastic ανατομικής σχεδίασης
- ▶ Φοριέται περιμετρικά του αυχένα και προσφέρει αναπαυτική θέση
- ▶ Διαθέτει ύφασμα υψηλής αντοχής, αεριζόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό
- ▶ Προσθαφαιρούμενο κάλυμμα για να μπορεί να πλυθεί

Πατερίτσες αγκώνος Ζεύγος



Κωδικός: **MB/02**

Μέγεθος: One Size

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Κατασκευασμένες από αλουμίνιο
- ▶ Λαστιχένια βάση αντιολισθητική
- ▶ Διαθέτουν push button για εύκολη αυξομείωση του ύψους

Αντιθρομβωτικές κάλτσες 18-24 mm Hg κάτω γόνατος



| | | |
|----------|---------------|---------------|
| Κωδικός: | MB/319 | MB/320 |
| | Κάτω γόνατος | Ριζομηρίου |

Οι αντιθρομβωτικές κάλτσες με συμπίεση 18mmHg αποτελούν ιδανική επιλογή για την πρόληψη θρομβώσεων & εμβολικών επεισοδίων

Απευθύνονται σε ασθενείς στη προεγχειρητική ή μετεγχειρητική φάση & κατακεκλιμένους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

Επίσης επιτυγχάνουν τη σταδιακή μείωση της ασκούμενης πίεσης από τον αστράγαλο έως το μηρό με σταθερή συμπίεση 18mmHg, βοηθώντας στη φλεβική επιστροφή του αίματος

Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά

- ▶ Ανοικτή οπή στα δάκτυλα με σκοπό την παρακολούθηση του κυκλοφορικού & την πρόληψη μυκητιάσεων και την εξέταση και αντιμετώπιση των πληγών
- ▶ Υπάρχει ειδικό σχεδιασμένο στήριγμα από σιλκόνη στο τελείωμα της κάλτσας στο μηρό για σταθερή εφαρμογή
- ▶ Η έγχρωμη κωδικοποιημένη πτέρνα βοηθάει τον ασθενή να τοποθετήσει την κάλτσα κατάλληλα
- ▶ Υποαλλεργικό ύφασμα με αντιβακτηριδιακή δράση
- ▶ Υψηλό επίπεδο προσαρμογής στο πόδι λόγω της άνετης εφαρμογής και του αεριζόμενου υλικού κατασκευής, το οποίο **δεν περιέχει latex**
- ▶ Κατάλληλες για άνδρες & γυναίκες

Αποτέλεσμα:

Ενεργοποιούν & τονώνουν την κυκλοφορία του αίματος

Πρόληψη θρομβώσεων & εμβολικών επεισοδίων

>>>> Κάλτσες Κάτω Γόνατο

| Μέγεθος | Μεσότητα Κνήμης cc Πτέρνα (Περιφέρεια σε εκ.) | Κωδ. Χρώματος: |
|---------|---|----------------|
| (1) S | 30-37 | Κόκκινο |
| (2) M | 33-40 | Μπλε |
| (3) L | 35-43 | Κίτρινο |
| (4) XL | 37-46 | |
| (5) XXL | 39-49 | |

>>>> Κάλτσες Ριζομηρίου

| Μέγεθος | Μεσότητα Κνήμης cc (Περιφέρεια σε εκ.) | Μεσότητα Ριζομ. cf Πτέρνα | Κωδ. Χρώματος: |
|---------|--|---------------------------|----------------|
| (1) S | 30-37 | 41-56 | Κόκκινο |
| (2) M | 33-40 | 44-60 | Μπλε |
| (3) L | 35-43 | 47-65 | Κίτρινο |
| (4) XL | 37-46 | 50-69 | Πορτοκαλί |
| (5) XXL | 39-49 | 53-73 | Μαύρο |

Code: MB/319

>>>> Bellow Knee Stockings

| Size | Mid calf circumference in cm: | Colour code: |
|---------|-------------------------------|--------------|
| (1) S | 30-37 | Red |
| (2) M | 33-40 | Blue |
| (3) L | 35-43 | Yellow |
| (4) XL | 37-46 | Orange |
| (5) XXL | 39-49 | Black |

Code: MB/320

>>>> Thigh length Stockings

| Size | Mid calf circumference in cm: | Mid thigh Circumference in cm: | Colour code: |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| (1) S | 30-37 | 41-56 | Red |
| (2) M | 33-40 | 44-60 | Blue |
| (3) L | 35-43 | 47-65 | Yellow |
| (4) XL | 37-46 | 50-69 | Orange |
| (5) XXL | 39-49 | 53-73 | Black |

Συντηρητική αγωγή σε:

Ενδείξεις:

Βαθιά φλεβική θρόμβωση για τη θεραπεία συμπτωμάτων οιδήματος ώστε να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν εκδηλώσεις του μεταθρομβωτικού συνδρόμου
 Προεγχειρητικά & μετεγχειρητικά για τη διατήρηση της θεραπευτικής επιτυχίας
 Σε ασθενείς που απαιτείται υποχρεωτική κατάκλιση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

mrc

MEDITERRANEAN REHAB CENTER
SPECIALIZED REHAB PRODUCTS

6° ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ

57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

T. +30 2310 403 543

F. +30 2310 403 544

www.mrc.gr

